

FRM



Retrouvez les versions stock
de l'**Action® 3 Junior**
en page 2 et la version
configurée à la suite !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC

Forfait MAD 1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins
- Ergothérapeutes

Action® NG Family

UNIQUE

Designed by you. Built by us.



Action®3 Junior Évolutif homologué en FRMC

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 CE	Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Potences	Escamotables
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
		Largeur d'assise	De 305 mm à 355 mm
		Poids total	A partir de 15 kg
		Poids de transport	8,5 kg
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
		Crash-testé	Oui (avec option 1345)
		Poids max utilisateur	80 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant "sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action®³ Junior® - les versions Stock				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
				HT	TTC	
Dossier inclinable par crémaillères 390 mm						
Potences Action 3 Junior Stock : Escamotables et amovibles / Toile de dossier: Réglable en largeur et en hauteur						
Coloris : Rouge Mat						
DG1601934	Largeur 305 mm	Profondeur 300 mm	420,51	443,64	443,64	
DG1601935	Largeur 330 mm	Profondeur 350 mm				
DG1601936	Largeur 350 mm	Profondeur 350 mm				
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
Repose-jambes réglables 0-80° avec palettes articulées (la paire) - Cocher une largeur						
AP1601937	305 mm avec sangle appui-mollet UL=235 à 295 mm		199,05	210,00		
AP1601938	330 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm		199,05	210,00		
AP1601939	355 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm		199,05	210,00		
Support amputé						
AP1442990	Support amputé droit		118,48	125,00		
AP1442991	Support amputé gauche		118,48	125,00		
Invacare® Action®³ Junior® - version configurée				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
				HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
CNB0000	☐ Invacare® Action® ³ Junior® FRM - Code LPPR 9504200		420,51	443,64	443,64	
TYPE DE DOSSIER						
CNB0030	☐ Dossier fixe		◆	◆		
CNB0035	☐ Dossier pliant à mi-hauteur		○	○		
CNB0040	☐ Dossier inclinable		○	○		
TYPE DE PROPULSION						
CNB0100	☐ Standard		◆	◆		
ASSISE						
Largeur d'assise						
CNB0180	☐ 305 mm	NC : 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195	○	○		
CNB0190	☐ 330 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 0240, 0251, 0530, 0580, 0900	○	○		
CNB0200	☐ 355 mm	NC : 0240, 0251, 0530, 0580, 0900	○	○		
Profondeur d'assise						
CNB0240	☐ 300 mm		○	○		
CNB0250	☐ 350 mm		○	○		
CNB0251	☐ Ajustable de 250 à 300 mm	NC : 0320, 0340	47,39	50,00		
CNB0252	☐ Ajustable de 300 à 350 mm	NC : 0340	47,39	50,00		
Hauteur sol/siège						
CNB0260	☐ 460 mm		◆	◆		
CNB0270	☐ 435 mm	NC : 0505, 0555	○	○		
CNB0280	☐ 410 mm	NC : 0505, 0555, 1375, 1430	○	○		
Toile d'assise						
CNB0330	☐ Nylon noir avec scratch		◆	◆		
CNB0340	☐ Nylon noir rembourrée		○	○		
Coussins d'assise						
CNB0362	☐ Essential junior bi-densité - épaisseur 50 mm	NC : 0367, 0368, 0369	90,05	95,00		
CNB0363	☐ Vicair Vector Junior O2 - hauteur 60 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin d'assise - Uniquement pour coussin Vicair						
CNB0367	☐ 250 mm		○	○		
CNB0368	☐ 300 mm		○	○		
CNB0369	☐ 350 mm		○	○		
DOSSIER						
Type de dossier						
CNB0380	☐ Fixe 7° - hauteurs 370 / 400 / 430 mm, livré à 400 mm		◆	◆		  Fixations Mini
CNB0390	☐ Inclinable par crémaillères 0° - 30° - hauteurs 350 / 370 / 390 / 410 / 430 mm, livré à 390 mm - sans tendeur	NC : 1190, 1195	○	○		
CNB0395	☐ Inclinable par vérins 0° - 30° - hauteur 400 mm - sans tendeur	NC : 1190, 1195	113,74	120,00	Sur devis (9)	
CNB0400	☐ Pliant à mi-hauteur - hauteurs 370/400/430 mm, livré à 400 mm		○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						

Invacare® Action®3 Junior®				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CNB0420	☐	Pliant à mi-hauteur - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 430 à 530 mm		170,62	180,00	Sur devis (9)
CNB0425	☐	Fixe 7° - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 400 à 550 mm	NC : 0492, 0495	151,66	160,00	
CNB0475	☐	Nylon noir rembourrée réglable en largeur et en hauteur	NC : 0866, 0868	◆	◆	
CNB0480	☐	Nylon noir réglable en tension (7 sangles)	NC : 0866, 0868	189,57	200,00	600,00 (4)
Dossiers <i>Matrx Mini</i> (fixations incluses) - profondeur du dossier 80 mm - poids max utilisateur : 68 kg						
CNB0492	☐	Matrx Mini hauteur 310 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CNB0495	☐	Matrx Mini hauteur 360 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini						
POTENCES ET PALETTES (UL PLUS LONGS DISPONIBLES SUR DEMANDE EN FABRICATION SPÉCIALE)						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CNB0505	☐	Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0600, 0610, UN1685510	○	○	
CNB0510	☐	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0561, 0562, 0563, 0610	○	○	
CNB0511	☐	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNB0512	☐	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC : 0560, 0561, 0563, 0610	◆	◆	
CNB0513	☐	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNB0520	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	○	○	
CNB0530	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	○	○	
Potence gauche						
CNB0555	☐	Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0620, 0630, UN1685510	○	○	
CNB0560	☐	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0630	○	○	
CNB0561	☐	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNB0562	☐	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC : 0630	◆	◆	
CNB0563	☐	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNB0570	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	○	○	
CNB0580	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	○	○	
Palette droite						
CNB0600	☐	Fixe	NC : 0875, 0886	◆	◆	
CNB0605	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		31,28	33,00	Sur devis (9)
CNB0610	☐	Réglable en inclinaison	NC : 0875, 0886	○	○	
CNB0611	☐	Monobloc réglable en inclinaison	NC : 0620, 0625, 0630, 0875	60,66	64,00	Sur devis (9)
Palette gauche						
CNB0620	☐	Fixe	NC : 0875, 0886	◆	◆	
CNB0625	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		31,28	33,00	Sur devis (9)
CNB0630	☐	Réglable en inclinaison	NC : 0875, 0886	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						



0480




Matrx Mini



0505 / 0555



0510 / 0560



0520 / 0530




0605



0610



0611

Invacare® Action ^{®3} Junior®				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit							
CNB0640	☐	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0745, 0746, 0750, 0755	◆	◆		 0640 / 0740  0645 / 0745
CNB0645	☐	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0740, 0746, 0750, 0755	○	○		
CNB0646	☐	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470	○	○		
CNB0650	☐	Garde-boue	NC : 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472	○	○		
CNB0655	☐	Protège-vêtements Junior	NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472	○	○		
Accoudoir gauche							
CNB0740	☐	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm		◆	◆		 0650 / 0750  0655 / 0755
CNB0745	☐	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm		○	○		
CNB0746	☐	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0750, 0755, 1470	○	○		
CNB0750	☐	Garde-boue	NC : 1201, 1470, 1471, 1472	○	○		
CNB0755	☐	Protège-vêtements Junior	NC : 1470, 1471, 1472	○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
CNB0860	☐	Appui-tête multi-réglable - livré avec tendeur	NC : 0865, 0866	151,66	160,00	160,00 (1)	 0860  0865  0866  0868  0875
CNB0865	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur	NC : 0866	189,57	200,00	600,00 (4)	
CNB0866	☐	Appui-tête Matrx Elan avec coussin Standard 6" housse noire respirante et support d'appui-tête Mini , multi-réglage (280 mm de hauteur) - poids max utilisateur 68 kg	NC : 0860, 0865 et uniquement compatible avec dossier Matrx	568,72	600,00	600,00 (4)	
CNB0868	☐	Paire de cales-tronc fixes pour dossier Matrx Mini - taille H 115 mm x L 76 mm - poids max utilisateur 68 kg - uniquement pour dossier Matrx		568,72	600,00	600,00 (4)	
CNB0875	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire)		170,62	180,00	600,00 (5)	
CNB0880	☐	Sangle appui-mollet réglable		10,43	11,00	600,00 (5)	
CNB0881	☐	Kit Stabilizer - Elargisseur de voie avant de + 100 mm		52,13	55,00	Sur devis (9)	
CNB0886	☐	Kit Maximizer pour palettes réglables en profondeur et inclinaison - augmente le réglage en profondeur de 50 mm		45,50	48,00	Sur devis (9)	
CNB0890	☐	Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec appui-mollet rembourré et palettes réglables	NC : 0900	208,53	220,00	Sur devis (9)	
CNB0900	☐	Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec sangle appui-mollet et palettes réglables		208,53	220,00	Sur devis (9)	
CNB0902	☐	Tendeur de dossier ajustable en largeur		○	○		
COLORIS DE CHASSIS							
CNB0952	☐	Blanc Perle		○	○		
CNB0953	☐	Noir Mat		○	○		
CNB0954	☐	Rouge Mat		○	○		
CNB0955	☐	Jaune Ardent		○	○		
CNB0956	☐	Bleu Polaire		○	○		
CNB0957	☐	Rose Bonbon		○	○		
CNB0959	☐	Bleu Ultramarin		○	○		
CNB0991	☐	Coloris spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							

Invacare® Action® ³ Junior®			Euros				
			Prix Public		LPPR/PLV		
			HT	TTC			
ROUES AVANT							
CNB0999	☐ 5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆			
CNB1001	☐ 5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage gris - Lumineuses		66,35	70,00			
CNB1007	☐ 5" x 1.3/4" - 125 x 40 mm - Bandage noir		○	○			
UN1685510	☐ 6" x 1.1/4" - Bandage noir	(Demande via le service Unique)	○	○			
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CNB1020	☐ 20" - 515 mm	NC : 1040, 1050	○	○		 Standard  1.3/8" 1130  1.3/8" 1120	
CNB1030	☐ 22" - 560 mm	NC : 1045	◆	◆			
Type de roues arrière							
CNB1040	☐ Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1280	◆	◆			
CNB1045	☐ Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1280	○	○			
CNB1050	☐ Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1270, 1275	178,20	188,00	Sur devis (9)		
Type de revêtement roues arrière							
CNB1120	☐ Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆			
CNB1130	☐ Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○			
Mains-courantes							
CNB1140	☐ Aluminium anodisé		◆	◆			
CNB1141	☐ Noires - plastique antidérapant		○	○			
CNB1142	☐ Acier inoxydable		○	○			
Axes de roues arrière							
CNB1180	☐ A démontage rapide		◆	◆			
Position axes de roues arrière							
CNB1190	☐ Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		◆	◆			
CNB1195	☐ Position confort		○	○			
CNB1200	☐ Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		○	○			
CNB1201	☐ Position double déport arrière (60 mm à l'arrière des cannes de dossier)	NC : 1275, 1280, 1375	○	○			
Carrossage							
CNB1211	☐ 3°		◆	◆			
OPTIONS DE PROPULSION							
CNB1253	☐ Protège-rayons transparents, la paire		142,18	150,00		 1254  1255  1256	
CNB1254	☐ Protège-rayons "Pixels", la paire		142,18	150,00			
CNB1255	☐ Protège-rayons "Flocons de neige", la paire		142,18	150,00			
CNB1256	☐ Protège-rayons personnalisables, "Coloriez-moi", la paire		142,18	150,00			
FREINS							
CNB1270	☐ Freins à pousser		◆	◆			
CNB1275	☐ Freins à tirer à poignée escamotable		○	○			
CNB1280	☐ Freins tambour tierce-personne, avec freins à pousser	NC : 1426	○	○			
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS DE SECURITE							
CNB1345	☐ Kit de transport (accroche-taxi)		○	○		 1345  1362  1364  1370  1375	
CNB1362	☐ Ceinture deux points Bodypoint, taille S - longueur : 110 mm x 25 mm		94,79	100,00	600,00 (5)		
CNB1364	☐ Ceinture deux points Bodypoint, taille M - longueur : 140 mm x 40 mm		94,79	100,00	600,00 (5)		
CNB1370	☐ Roulettes anti-basculer avec tubes basculeurs	NC : 1430	○	○	○		
CNB1375	☐ Roulettes de transfert 4"		○	○			
CNB1380	☐ Kit réflecteurs (roues et châssis)		○	○			
CNB1390	☐ Extensions de levier de frein, la paire		○	○			
AUTRES OPTIONS							
CNB1426	☐ Poignées à pousser multiréglable en angle		208,53	220,00	Sur devis (9)	 1426  1471 / 1472	
CNB1430	☐ Tube basculeur à droite		○	○	○		
CNB1470	☐ Tablette transparente amovible		125,12	132,00	132,00 (2)		
CNB1471	☐ Tablette transparente relevable à droite		125,12	132,00	132,00 (2)		
CNB1472	☐ Tablette transparente relevable à gauche		125,12	132,00	132,00 (2)		
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (8) code LPPR : 9979126 - VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM - 25,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							