

FRMC



Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD 1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

Action^{NG} FamilyUNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

Bodypoint

matrix[®]
SCIENCE OF BREATHING

VICAIR

**Informations client**

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



CE

Caractéristiques produit

Type de châssis	Evolutif, pliant par croisillon télescopique à partir de 18 mois
Matière	Aluminium
Potences	Escamotables
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Largeur d'assise	De 205 mm à 380 mm
Poids total	A partir de 15 kg
Poids de transport	8,5 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint
Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Poids max utilisateur	80 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action®³ Junior® Evolutif			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CNC0001	☐ Invacare® Action®³ Junior® Evolutif FRMC - Code LPPR 9575297		3131,31	3303,53	3303,53
TYPE DE PROPULSION					
CNC0030	☐ Dossier fixe		◆	◆	
CNC0035	☐ Dossier pliant à mi-hauteur		○	○	
CNC0040	☐ Dossier inclinable		○	○	
TYPE DE PROPULSION					
CNC0100	☐ Standard		◆	◆	
ASSISE					
Largeur d'assise - télescope COURT (uniquement compatible avec profondeur télescope court)					
Croisillon télescopique court : pour largeurs de 205 à 280 mm (NC : 0170, 0171, 0480, 0520, 0530, 0570, 0580, 0600, 0620, 0890, 0900, 1375) - Livré avec 2 palettes sauf sur largeurs 205 et 230 mm - Kit stabilizer disponible sans supplément					
CNC0140	☐ 205 mm	NC : 0356, 0360, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0561, 0563	○	○	
CNC0141	☐ 230 mm	NC : 0356, 0360, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0561, 0563	○	○	
CNC0142	☐ 255 mm	NC : 0356, 0495, 0511, 0513, 0561, 0563	○	○	
CNC0143	☐ 280 mm	NC : 0356, 0495, 0511, 0513, 0561, 0563	○	○	
Profondeur d'assise - télescope COURT					
Croisillon télescopique court : pour profondeurs 200 à 350 mm (par ajout de rallonges)					
CNC0160	☐ Ajustable de 250 à 200 mm - Livré à 230 mm	NC : 1030	○	○	
CNC0161	☐ Ajustable de 250 à 300 mm - Livré à 280 mm		○	○	
CNC0162	☐ Ajustable de 300 à 350 mm - Livré à 330 mm		◆	◆	
Largeur d'assise - télescope LONG (uniquement compatible avec profondeur télescope long)					
Croisillon télescopique long : pour largeurs de 305 à 380 mm - (NC : 0160, 0161, 0162)					
CNC0150	☐ 305 mm	NC : 0490, 0520, 0570, 0890	○	○	
CNC0151	☐ 330 mm	NC : 0490, 0530, 0580, 0900	○	○	
CNC0152	☐ 355 mm	NC : 0490, 0530, 0580, 0900	○	○	
CNC0153	☐ 380 mm	NC : 0490, 0492, 0495, 0530, 0580, 0900	○	○	
Profondeur d'assise - télescope LONG					
Croisillon télescopique long : pour profondeurs 275 à 375 mm (par ajout de rallonges)					
CNC0170	☐ Ajustable de 275 à 325 mm - Livré à 300 mm		○	○	
CNC0171	☐ Ajustable de 325 à 375 mm - Livré à 350 mm		○	○	
Hauteur sol/siège					
CNC0260	☐ 460 mm		◆	◆	
CNC0270	☐ 435 mm	NC : 0505, 0555	○	○	
CNC0280	☐ 410 mm	NC : 0505, 0555, 1375, 1430	○	○	
Toile d'assise					
CNC0335	☐ Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur		◆	◆	
CNC0356	☐ Réglable en tension	NC : 0140, 0141, 0142, 0143	○	○	
Coussins d'assise					
CNC0362	☐ Essential junior bi-densité - épaisseur 50 mm		○	○	
CNC0363	☐ Vicair Vector Junior O2 - hauteur 60 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur du coussin d'assise - Uniquement pour coussin Vicair					
CNC0367	☐ 250 mm		○	○	
CNC0368	☐ 300 mm		○	○	
CNC0369	☐ 350 mm		○	○	
DOSSIER					
Type de dossier					
CNC0380	☐ Fixe 7° - hauteurs 370 / 400 / 430 mm, livré à 370 mm pour largeurs 205 à 280 mm et à 400 mm pour largeurs 305 à 380 mm		○	○	
CNC0390	☐ Inclinable par crémaillères 0° - 30° - hauteurs 350 / 370 / 390 / 410 / 430 mm, livré à 370 mm pour largeurs 205 à 280 mm et à 390 mm pour largeurs 305 à 380 mm	NC : 1190, 1195, 1280	○	○	
CNC0395	☐ Inclinable par vérins 0° - 30° - hauteur 400 mm	NC : 1190, 1195, 1280	○	○	
CNC0400	☐ Pliant à mi-hauteur - hauteurs 370 / 400 / 430 mm, livré à 370 mm pour largeurs 205 à 280 mm et à 400 mm pour largeurs 305 à 380 mm		○	○	
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis					



Invacare® Action® ³ Junior® Evolutif				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CNC0420	☐	Pliant à mi-hauteur - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 430 à 530 mm		○	○	
CNC0425	☐	Fixe 7° - hauteur 400 mm, poignées à pousser réglables en hauteur de 400 à 550 mm	NC : 0490, 0492, 0495	○	○	
Type de dossier						
CNC0475	☐	Nylon noir réglable en largeur et en hauteur	NC : 0866, 0868	◆	◆	
CNC0480	☐	Nylon noir réglable en tension (7 sangles)	NC : 0866, 0868	151,66	160,00	600,00 (4)
Dossiers Matrx Mini (fixations incluses) - profondeur du dossier 80 mm - poids max utilisateur : 68 kg						
CNC0490	☐	Matrx Mini hauteur 260 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CNC0492	☐	Matrx Mini hauteur 310 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CNC0495	☐	Matrx Mini hauteur 360 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini						
POTENCES ET PALETTES (UL PLUS LONGS DISPONIBLES SUR DEMANDE EN FABRICATION SPÉCIALE)						
Potence droite escamotable et amovible - Palettes séparées						
CNC0505	☐	Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0600, 0610	○	○	
CNC0510	☐	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0561, 0562, 0563, 0610	○	○	
CNC0511	☐	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNC0512	☐	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC : 0560, 0561, 0563, 0610	◆	◆	
CNC0513	☐	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNC0520	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	○	○	
CNC0530	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	○	○	
Potence gauche escamotable et amovible - Palettes séparées						
CNC0555	☐	Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0620, 0630	○	○	
CNC0560	☐	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0630	○	○	
CNC0561	☐	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNC0562	☐	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC : 0630	◆	◆	
CNC0563	☐	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNC0570	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	○	○	
CNC0580	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	○	○	
Palette droite, réglable en hauteur, relevable et équipée d'une sangle talonnière						
CNC0600	☐	Fixe	NC : 0875, 0886	◆	◆	
CNC0605	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○	
CNC0610	☐	Réglable en inclinaison	NC : 0875, 0886	○	○	
CNC0611	☐	Monobloc évolutive réglable en inclinaison	NC : 0620, 0625, 0630, 0875	○	○	
Palette gauche, réglable en hauteur, relevable et équipée d'une sangle talonnière						
CNC0620	☐	Fixe	NC : 0886	◆	◆	
CNC0625	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur		○	○	
CNC0630	☐	Réglable en inclinaison	NC : 0875, 0886	○	○	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit						
CNC0640	☐	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0745, 0746, 0750, 0755	◆	◆	
CNC0645	☐	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0740, 0746, 0750, 0755	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						



0480



Matrx Mini




Fixations Mini




0505 / 0555



0510 / 0560




0520 / 0530
0570 / 0580







0605 0610



0611



0640 / 0740

Invacare® Action® ³ Junior® Evolutif			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
CNC0646	☐ Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0740, 0745, 0750, 0755	☐	☐		 0650 / 0750
CNC0650	☐ Garde-boue	NC : 0740, 0745, 0746, 0755, 1471, 1472	☐	☐		
CNC0655	☐ Protège-vêtements Junior	NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 1471, 1472	☐	☐		
Accoudoir gauche						
CNC0740	☐ Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm		◆	◆		 0645 / 0745
CNC0745	☐ Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm		☐	☐		
CNC0746	☐ Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0750, 0755	☐	☐		
CNC0750	☐ Garde-boue	NC : 1471, 1472	☐	☐		 0655 / 0755
CNC0755	☐ Protège-vêtements Junior	NC : 1471, 1472	☐	☐		
OPTIONS D'ASSISE						
CNC0860	☐ Appui-tête multi-réglable - livré avec tendeur de dossier réglable en largeur	NC : 0865, 0866	151,66	160,00	160,00 (1)	 0860
CNC0865	☐ Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables -livré avec tendeur de dossier réglable en largeur	NC : 0866	151,66	160,00	160,00 (1)	
CNC0866	☐ Appui-tête Matrx Elan avec coussin Standard 6" housse noire respirante et support d'appui-tête Mini , multi-réglage (280 mm de hauteur) - poids max utilisateur 68 kg	NC : 0860, 0865 et uniquement compatible avec dossier Matrx	568,72	600,00	600,00 (4)	
CNC0868	☐ Paire de cales-tronc fixes pour dossier Matrx Mini - taille H 115 mm x L 76 mm - poids max utilis. 68 kg - uniquement pour dossier Matrx		568,72	600,00	600,00 (4)	 0866
CNC0875	☐ Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire)		170,62	180,00	600,00 (5)	
CNC0880	☐ Sangle appui-mollet réglable		10,43	11,00	600,00 (5)	
CNC0881	☐ Kit Stabilizer - Elargisseur de voie avant de + 100 mm		☐	☐		 0868
CNC0886	☐ Kit Maximizer pour palettes réglables en profondeur et inclinaison - augmente le réglage en profondeur de 50 mm		☐	☐		
CNC0890	☐ Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec appui mollet rembourré et palettes réglables - UL = 275 à 375 mm	NC : 0900	208,53	220,00	Sur devis (9)	
CNC0900	☐ Pack de 2 repose-jambes réglables 0-80° avec sangle appui mollet et palettes réglables - UL = 275 à 375 mm		208,53	220,00	Sur devis (9)	 0875
COLORIS DE CHASSIS						
CNC0952	☐ Blanc Perle		☐	☐		
CNC0953	☐ Noir Mat		☐	☐		
CNC0954	☐ Rouge Mat		☐	☐		
CNC0955	☐ Jaune Ardent		☐	☐		
CNC0956	☐ Bleu Polaire		☐	☐		
CNC0957	☐ Rose Bonbon		☐	☐		
CNC0959	☐ Bleu Ultramarin		☐	☐		
CNC0991	☐ Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
ROUES AVANT						
CNC0999	☐ 5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		
CNC1001	☐ 5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage gris - Lumineuses		☐	☐		
CNC1007	☐ 5" x 1.3/4" - 125 x 40 mm - Bandage noir		☐	☐		
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
CNC1020	☐ 20" - 515 mm	NC : 1040, 1050	☐	☐		
CNC1030	☐ 22" - 560 mm	NC : 1045	◆	◆		
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						

Invacare® Action®³ Junior® Evolutif				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Type de roues arrière						
CNC1040	☐	Standard (moyeu noir, jante et rayons gris) - 4 points de fixation de mains-courantes	NC : 1280	☐	☐	
CNC1045	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - 6 points de fixation de mains-courantes	NC : 1280	☒	☒	
CNC1050	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) - 4 points de fixation de mains-courantes	NC : 1270, 1275	☐	☐	
CNC1060	☐	Roue composite - 6 points de fixation de mains-courantes		☐	☐	
Type de revêtement roues arrière						
CNC1120	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒	
CNC1130	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐	
Mains-courantes, livrées à 22 mm, réglables à 27 mm						
CNC1140	☐	Aluminium anodisé		☒	☒	
CNC1141	☐	Noires - plastique antidérapant		☐	☐	
CNC1142	☐	Acier inoxydable		☐	☐	
Axes de roues arrière						
CNC1180	☐	A démontage rapide		☒	☒	
Position axes de roues arrière						
CNC1190	☐	Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		☒	☒	
CNC1195	☐	Position confort		☐	☐	
CNC1200	☐	Position passive (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		☐	☐	
CNC1201	☐	Position double déport arrière (axes 60 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1275, 1280, 1375	☐	☐	
Carrossage						
CNC1210	☐	2°		☐	☐	
CNC1211	☐	3°		☒	☒	
CNC1212	☐	4°		☐	☐	
OPTIONS DE PROPULSION						
CNC1253	☐	Protège-rayons transparents, la paire		☐	☐	
CNC1254	☐	Protège-rayons "Pixels", la paire		☐	☐	
CNC1255	☐	Protège-rayons "Flocons de neige", la paire		☐	☐	
CNC1256	☐	Protège-rayons personnalisables, "Coloriez-moi", la paire		☐	☐	
FREINS						
CNC1270	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		☒	☒	
CNC1275	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		☐	☐	
CNC1280	☐	Freins tambour tierce-personne avec freins à pousser	NC : 1426	☐	☐	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS DE SECURITE						
CNC1345	☐	Kit de transport (accroche-taxi)		☐	☐	
CNB1362	☐	Ceinture deux points Bodypoint , taille S - longueur : 110 mm x 25 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
CNB1364	☐	Ceinture deux points Bodypoint , taille M - longueur : 140 mm x 40 mm		94,79	100,00	600,00 (5)
CNC1370	☐	Roulettes anti-basculer avec tubes basculeurs, la paire	NC : 1430	☐	☐	
CNC1375	☐	Roulettes de transfert 4"		☐	☐	
CNC1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis)		☐	☐	
CNC1390	☐	Extensions de levier de frein, la paire		☐	☐	
AUTRES OPTIONS						
CNC1426	☐	Poignées à pousser multiréglable en angle		☐	☐	
CNC1430	☐	Tube basculeur à droite		☐	☐	
CNC1471	☐	Tablette transparente relevable à droite		125,12	132,00	Sur devis
CNC1472	☐	Tablette transparente relevable à gauche		125,12	132,00	Sur devis
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Standard



1.3/8" 1.3/8"

1130 1120



1254 1255




1256



1345



1362



1364



1426



1471 / 1472



Standard



1.3/8" 1.3/8"
1130 1120

