

FRM



Retrouvez les versions stock de l'**Action® 3 NG** en page 2 et la version configurée en page 3

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC

Forfait MAD 1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins
- Ergothérapeutes

Action®^{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING

VICAIR®

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
		Largeur d'assise	De 380 mm à 505 mm
		Largeur hors tout	Largeur d'assise + 190 mm
Cachet du distributeur :		Potences	Escamotables et amovibles
		Poids total	A partir de 13 kg
		Poids de transport	7,5 kg
	Crash-testé	Oui (avec option 1345)	
	Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint	
	Poids max utilisateur	125 kg	
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure
Commandes			
	Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace DHCare Pro sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande. Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant "sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie		
☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix			

Invacare® Action®³ NG - les versions Stock				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Dossier fixe							
Code LPPR : 9504200 - 443,64 € (FRM)							
Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				420,51	443,64	443,64	Profondeur : 400 mm Palettes fixes Accoudoirs amovibles et regl. En hauteur Coloris Bleu Pop
BW1533736-A3	380 mm						
BW1533737-A3	405 mm						
BW1533738-A3	430 mm						
BW1533739-A3	455 mm						
BW1533740-A3	480 mm						
BW1533741-A3	505 mm						
Dossier inclinable par crémaillères							
Code LPPR : 9504200 - 443,64 € (FRM)							
Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				420,51	443,64	443,64	Profondeur : 400 mm Palettes fixes Accoudoirs amovibles et regl. En hauteur Coloris Bleu Pop
BW1533748-A3	380 mm						
BW1533749-A3	405 mm						
BW1533750-A3	430 mm						
BW1533751-A3	455 mm						
BW1533752-A3	480 mm						
BW1533753-A3	505 mm						
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Livré avec sangles talonnières							
1573661	405 / 430 mm			104,27	110,00		
1573692	455 / 505 mm			104,27	110,00		
Repose-jambes REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollets, palettes réglables en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur sur 28 mm (la paire).Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
AP1656946	380 / 405 mm			123,22	130,00		
AP1657056	430 mm			123,22	130,00		
AP1662822	455 mm			123,22	130,00		
AP1662823	480 / 505 mm			123,22	130,00		
Tablette réglable en largeur (Kit livré avec manchettes longues et rallonge de tube) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :							
AP1606299	Pour largeurs d'assise 380 mm / 405 mm			125,12	132,00	132,00 (2)	
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm			125,12	132,00	132,00 (2)	
AP1606301	Pour largeurs d'assise 480 mm / 505 mm			125,12	132,00	132,00 (2)	
Demi-tablette (livré avec manchette longue et rallonge de tube) pour accoudoirs CE*0640/0650/0660/0670/0740/0750/0760/0770							
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite			125,12	132,00	132,00 (2)	
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche			125,12	132,00	132,00 (2)	
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche			125,12	132,00	132,00 (2)	
Support pallier de roue pour déport de roues arrière							
AP1468002	Support palier de roue pour déport de roues arrière 60 ou 80 mm (la paire)			145,97	154,00		
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
AP1534838	380 mm			97,63	103,00		
AP1534860	405 mm			97,63	103,00		
AP1534882	430 mm			97,63	103,00		
AP1534883	455 mm			97,63	103,00		
AP1534884	480 mm			97,63	103,00		
AP1534885	505 mm			97,63	103,00		
Roulettes anti-basculé							
AP1440970	Roulettes anti-basculé (la paire)			76,78	81,00		
Appui-nuque avec tendeur selon largeur d'assise							
AP1554575	380 mm			151,66	160,00	160,00 (1)	
AP1554576	405 mm			151,66	160,00	160,00 (1)	
AP1554577	430 mm			151,66	160,00	160,00 (1)	
AP1554578	455 mm			151,66	160,00	160,00 (1)	
AP1554579	480 mm			151,66	160,00	160,00 (1)	
AP1554580	505 mm			151,66	160,00	160,00 (1)	
Support amputé							
AP1442990	Support amputé droit			118,48	125,00		
AP1442991	Support amputé gauche			118,48	125,00		
Cale-tronc (pour dossier inclinable uniquement)							
AP1603853	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)			142,18	150,00	600,00 (4)	
Coussin d'assise Classic Visco 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables							
1627253	375 x 400 mm (poids max utilisateur 50 kg)			76,78	81,00	81,00 (11)	
1627254	405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)			65,40	69,00	69,00 (11)	
1627255	430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)			65,40	69,00	69,00 (11)	
1627256	455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)			76,78	81,00	81,00 (11)	
Kit étiquettes							
SP1650176	Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)			41,71	44,00		
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €							

Invacare® Action® ³ _{NG} - les versions Stock				Euros		LPPR/PLV
				Prix Public		
				HT	TTC	
Coussin d'assise Matrx Libra - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables						
1634271	380 mm x 410 mm		331,75	350,00	600,00	
1634275	405 mm x 410 mm		331,75	350,00	600,00	
1634279	430 mm x 410 mm		331,75	350,00	600,00	
1634283	455 mm x 410 mm		331,75	350,00	600,00	
1634287	480 mm x 410 mm		331,75	350,00	600,00	
1634291	505 mm x 410 mm		331,75	350,00	600,00	
Coussin d'assise Vicair Adjuster , hauteur 9 cm - 2 housses noires bi-extensibles (1 Comfair et 1 Charlotte)						
OAD10/CC/3840	380 mm x 400 mm		568,72	600,00	600,00	
OAD10/CC/4040	405 mm x 400 mm		568,72	600,00	600,00	
OAD10/CC/4340	430 mm x 400 mm		568,72	600,00	600,00	
OAD10/CC/4540	455 mm x 400 mm		568,72	600,00	600,00	
OAD10/CC/4840	480 mm x 400 mm		568,72	600,00	600,00	
OAD10/CC/5040	505 mm x 400 mm		568,72	600,00	600,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
Invacare® Action® ³ _{NG} - Configuré				Euros		LPPR/PLV
				Prix Public		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
CEB0000	☐ Invacare® Action®³ NG FRM - Code LPPR 9504200		420,51	443,64	443,64	
VERSION COMFORT						
CEG0005	☐ Version Comfort	Incluant une toile d'assise en nylon noir avec scratch et coussin d'assise Contour ViscoNG , dossier inclinable par vérins 30°, coussin de dossier Laguna ou Passad 2, paire de cale-troncs, paire de repose-jambes et palettes réglables, appui-nuque ou tête ou joue NC : 0062, 0063, 0260, 0270, 1345, dossiers Matrx et Vicair	568,72	600,00	600,00 (4)	
TYPE DE DOSSIER						
CEB0031	☐ Dossier fixe	NC : 0005	◆	◆		
CEB0036	☐ Dossier pliant à mi-hauteur	NC : 0005	○	○		
CEB0041	☐ Dossier inclinable		○	○		
PACKS DE POSITIONNEMENT						
SUR DEMANDE	☐ Dossier réglable en tension asymétrique 8 sangles + 2 cale-troncs repositionnables + un coussin d'assise Matrx Libra + une base rigide + une ceinture pelvienne 2 points Bodypoint	Uniquement avec hauteur de dossier 43 cm	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CEB0062	☐ Pack Positionnement Vicair : - Dossier Vicair Liberty , Livré avec un tendeur de dossier - Coussin d'assise Vicair au choix (Active O2 , Adjuster O2 ou Vector O2) - Ceinture Bodypoint au choix (2 ou 4 points)	NOUVEAU NC : 0005	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CEB0063	☐ Pack Positionnement Matrx : - Dossier rigide Matrx au choix (Elite E2 ou Elite E2 Deep) - Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra ou Matrx Libra - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture pelvienne Bodypoint au choix (2 pt ou 4 pt) - Appui-tête ou appui-joue Invacare	NOUVEAU NC : NC : 0005, 0180	1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)	
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Matrx Libra



Vicair Adjuster



Invacare® Action® ³ NG				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
MOTORISATIONS ALBER							
CEB0070	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0300, 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	594,31	627,00		
CEB0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	451,18	476,00	476,00 (13)	
CEB0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0905, 0906, 0907, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430,	414,25	437,03	437,03 (13)	
TYPES DE PROPULSION							
CEB0100	☐	Standard		◆	◆		
CEB0110	☐	Transit	NC : 0290 - 0315, 0738, 1054, 1056, 1064 - 1068, 1071, 1072, 1140 - 1151, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1365, 1390	○	○		
ASSISE							
Largeur d'assise							
CEB0180	☐	380 mm	NC : 0005, 0545+0595, 0852, 0855	○	○		
CEB0190	☐	405 mm	NC : 0545 + 0595	○	○		
CEB0200	☐	430 mm	NC : 0853	◆	◆		
CEB0210	☐	455 mm	NC : 0853	○	○		
CEB0220	☐	480 mm	NC : 0005, 0853, 0854	○	○		
CEB0230	☐	505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○	○		
Profondeur d'assise							
CEB0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆		
CEB0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○		
CEB0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm Livré à 430 mm	NC : 0005, 0330, 0350	○	○		
Hauteur d'assise avant							
CEB0260	☐	510 mm	NC : 0005, 0738, 0838, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066	○	○		
CEB0270	☐	485 mm	NC : 0005, 1054	◆	◆		
CEB0280	☐	460 mm		○	○		
CEB0290	☐	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + roues 24", 1005, 1010, 1030	○	○		
CEB0300	☐	410 mm	NC : roues 24", 0935, 1005, 1010, 1030, 1054, 1056, 1365, 1370, 1440	○	○		
CEB0310	☐	385 mm (uniquement avec roues avant de 5" CEB1054 et roues arrière de 22")	NC : 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1035, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○	○		
CEB0315	☐	360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CEB1054 et roues arrières de 20")	NC : 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1280, 1035, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	○	○		
Toile d'assise							
CEB0330	☐	Nylon noir	NC : 0005	◆	◆		
CEB0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○		
CEB0350	☐	Nylon noir rembourrée	NC : 0005	○	○		
CEG0372	☐	Coussin d'assise Confort revêtement PU bi-extensible noir TR26	Uniquement pour version Comfort	○	○		
DOSSIER							
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable							
CEB0380	☐	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0005, 0471, 0493, 0495, 0945	○	○		 0396
CEB0390	☐	Fixe 0° - hauteur 510 mm	NC : 0005, 0471, 0494, 0945	○	○		
CEB0395	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0005, 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	○	○		
CEB0396	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0005, 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	113,74	120,00		 0435
CEB0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0005, 0471, 0493, 0495, 0945	◆	◆		
CEB0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0005, 0471, 0494, 0945	○	○		
CEB0435	☐	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0005, 0471, 0493, 0495, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	○	○		
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie							

Invacare® Action® ³ NG				Euros		LPPR/PLV
				Prix Public		
				HT	TTC	
CEG0442	☐	Inclinable par vérin 0° - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - Roulettes anti-bascule recommandées	Uniquement pour version Comfort NC : 1345	○	○	
CEB0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0005, 0471, 0493, 0495, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	113,74	120,00	Sur devis (9)
CEB0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0005, 0471, 0495, 0738, 0940, 0945, 1185, 1190	113,74	120,00	Sur devis (9)
CEB0455	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié	NC : 0005, 0471, 0493, 0494, 0495, 0945	○	○	
CEB0460	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0005, 0471, 0493, 0494, 0495, 0480, 0481, 0945	○	○	
Dossiers Vicair & Matrx - Attention - dossier Vicair : Perte de profondeur d'assise de 50 mm						
CEB0493	☐	Vicair Liberty - hauteur 450 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +5j ouvrés	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0451	☐	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0452	☐	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0453	☐	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0454	☐	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0456	☐	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0461	☐	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0462	☐	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0457	☐	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0458	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0459	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0466	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0467	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0468	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0463	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0464	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
CEB0469	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0882, 0940, 0945, 1481	568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
Largeur du dossier Matrx						
CEB0482	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm	NC : 1481	○	○	
CEB0483	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm	NC : 1481	○	○	
CEB0484	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm	NC : 1481	○	○	
CEB0485	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm	NC : 1481	○	○	
CEB0486	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm	NC : 1481	○	○	
CEB0487	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm	NC : 1481	○	○	
CEB0488	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm	NC : 1481	○	○	
(4) code LPPR : 4954096 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						



Matrx Elite E2 / Elite




Fixation standard




Matrx Elite
E2 / Elite




Fixation
standard

Invacare® Action ³ NG				Euros		LPPR/PLV
				Prix Public		
				HT	TTC	
Toile de dossier						
CEB0471	☐	Rembourrée	NC : 0005, 0882, 0905, 0906, 0907	○	○	 0471
CEB0474	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir	NC : 0005	○	○	
CEB0475	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir	NC : 0005	◆	◆	 0474 / 0475
CEB0478	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0005, 0940, 0945	94,79	100,00	
CEB0479	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0005, 0940, 0945	75,83	80,00	600,00 (4)
CEB0480	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0005, 0940, 0945	142,18	150,00	600,00 (4)
CEB0481	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0005, 0940, 0945	161,14	170,00	600,00 (4)
CEG0490	☐	Dossier <i>Laguna</i> , revêtement PU bi-extensible noir TR26	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	○	○	 0480 / 0481
CEG0491	☐	Dossier <i>Passad 2</i> enveloppant Grand Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26, maintien des épaules et du buste	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	○	○	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEB0510	☐	Potence à 80°	NC : 0005	◆	◆	 0510 / 0560
CEB0520	☐	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	○	○	
CEB0545	☐	Support amputé <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0005, 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	○	○	 0520 / 0570
Potence gauche						
CEB0560	☐	Potence à 80°	NC : 0005	◆	◆	 0545 / 0595
CEB0570	☐	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	○	○	
CEB0595	☐	Support amputé <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0005, 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	○	○	 0610 / 0630 si potence 80°
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEB0600	☐	Fixe	NC : 0005	◆	◆	 0610 / 0630 si repose-jambe
CEB0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
CEB0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0005, 0620, 0630, 0935, 0936	○	○	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEB0620	☐	Fixe	NC : 0005	◆	◆	 0611
CEB0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
ACCUDOIRS						
 Découvrez également la gouttière hémiplégique dynamique Bodypoint I Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CEB0640	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0005, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480, 1483	◆	◆	 0640 / 0740
CEB0650	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0005, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838	○	○	
CEB0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0005, 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480, 1483	○	○	 0660 / 0760
(4) code LPPR : 4954096 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						

Invacare® <i>Action</i> ® ³ NG			Euros		LPPR/PLV	
			Prix Public			
			HT	TTC		
CEB0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0005, 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838	☐	☐	 0680 / 0780  0695 / 0795
CEG0672	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEB0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0005, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480, 1483	104,27	110,00	
CEB0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0005, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0832, 0838,1483	104,27	110,00	
CEG0691	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEB0695	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC: 0005, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480,1483	☐	☐	
CEB0696	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0005, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185,1483	☐	☐	
CEG0697	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEB0732	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0005, 0838, 1185, 1480	☐	☐	
CEB0738	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - <i>Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm</i>	NC : 0005, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480	☐	☐	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEB0740	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0005, 1480,1484	◆	◆	 0732 / 0832
CEB0750	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0005	☐	☐	
CEB0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0005, 1480,1484	☐	☐	
CEB0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0005	☐	☐	
CEG0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEB0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0005, 1480,1484	104,27	110,00	
CEB0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0005	104,27	110,00	
CEG0791	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEB0795	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0005, 1185, 1480,1484	☐	☐	
CEB0796	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0005, 1185	☐	☐	
CEG0797	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEB0832	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0005, 1185, 1480	☐	☐	

Invacare® Action ³ NG			Euros		LPPR/PLV	 0738 / 0838	
			Prix Public				
			HT	TTC			
CEB0838	☐ Garde-boue amovible et réglable en hauteur - Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0005, 1064, 1066	☐	☐			
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							
CEB0853	☐ Coussin Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 50 kg	NC : 0005, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)	 0853 / 0854 0855 / 0856	
CEB0854	☐ Coussin Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC : 0005, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)		
CEB0855	☐ Coussin Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC : 0005, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)		
CEB0856	☐ Coussin Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC : 0005, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)		
CEB0869	☐ Coussin Flo-tech Lite épaisseur 55 mm, livré avec deux housses noires	NC : 0707	236,97	250,00	600,00 (5)	 0873 	
CEG0871	☐ Coussin Contour ViscoNG - livré avec deux housses noires, épaisseur 100 mm		76,78	81,00	81,00 (12)		
CEB0871	☐ Coussin Contour ViscoNG - livré avec deux housses noires, épaisseur 100 mm		76,78	81,00	81,00 (12)		
CEB0873	☐ Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm, livré avec deux housses noires	NC : 0707	284,36	300,00	600,00 (5)		
CEB0874	☐ Coussin Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)		
CEB0876	☐ Coussin d'assise Matrx Libra , livré avec deux housses respirantes noires, épaisseur 70 mm, livré		426,54	450,00	600,00 (5)		
CEB0884	☐ Vicair Active O2 - hauteur 60 mm Délai : 15j ouvrés , livré avec deux housses	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)		
CEB0885	☐ Vicair Active O2 - hauteur 90 mm Délai : 15j ouvrés , livré avec deux housses	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)		
CEB0886	☐ Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)		
CEB0887	☐ Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)		
Profondeur du coussin							
CEB0878	☐ Profondeur 400 mm		☐	☐		 0881  0882	
CEB0879	☐ Profondeur 450 mm		☐	☐			
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement pour les coussins Matrx Libra, Flo-tech lite, Flo-tech Image et Solution Xtra							
CEB0891	☐ Biseaux fessiers, la paire		☐	☐			
CEB0892	☐ Plot d'abduction		☐	☐			
CEB0893	☐ Biseau latéral		☐	☐			
CEB0894	☐ Biseau crural		☐	☐			
Second accessoire de positionnement compatible uniquement pour les coussins Matrx Libra, Flo-tech Lite, Flo-tech Image et Solution Xtra							
CEB0891	☐ Biseaux fessiers, la paire		☐	☐			
CEB0892	☐ Plot d'abduction		☐	☐			
CEB0893	☐ Biseau latéral		☐	☐			
CEB0894	☐ Biseau crural		☐	☐			
Autres options							
CEB0852	☐ Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)	NC : 0005	☐	☐			
CEG0881	☐ Cale-tronc, escamotable, amovible, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur, la paire	Uniquement pour version Comfort	236,97	250,00	600,00 (4)		
CEB0882	☐ Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)	NC : 0005	142,18	150,00	600,00 (4)		
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, DHCare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Invacare® Action ³ NG				Euros		LPPR/PLV	
				Prix Public			
				HT	TTC		
CEB0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 0905
CEB0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 
CEB0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	0906 0907
CEB0930	☐	Sangle appui-mollet	NC : 0005	10,43	11,00	600,00 (5)	
CEB0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0005	☐	☐		
CEB0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)	NC : 0005	☐	☐		
CEB0940	☐	Tendeur de dossier	NC : 0005, 0945	☐	☐		0945
CEB0945	☐	Tendeur de dossier pliant	NC : 0005, 1451	☐	☐		
COLORIS DE CHASSIS							
CEB0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐		  
CEB0964	☐	Blanc Perle		☐	☐		
CEB0966	☐	Noir Mat		☐	☐		
CEB0969	☐	Rouge Mat		☐	☐		
CEB0974	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
CEB0980	☐	Noir Brillant		☐	☐		0974 / 0969 / 0980
CEB0991	☐	Coloris Spécial		Sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CEB0995	☐	Supports de fourche standard		☐	☐		
ROUES AVANT							
CEB1005	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		☐	☐		
CEB1010	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☐	☐		
CEB1030	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	NC : 0005	☐	☐		
CEB1035	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		☐	☐		
CEB1050	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		☐	☐		
CEB1054	☐	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		☐	☐		
CEB1056	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		☐	☐		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CEB1062	☐	12" - 305 mm	1071, 1072, 1084, 1088, 1140, - 1151, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390	☐	☐		 Standard
CEB1064	☐	20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1088, 1170, 1260, 1280	☐	☐		
CEB1066	☐	22" - 560 mm	NC : 1074, 1260	☐	☐		
CEB1068	☐	24" - 600 mm	NC : 1261	☐	☐		
Type de roues arrière							
CEB1071	☐	Standard (moyeu noir, jante et rayons gris)	NC : 1170, 1280	☐	☐		 Composite
CEB1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1280	☐	☐		
CEB1073	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1270, 1275, 1320, 1330	178,20	188,00	Sur devis (9)	
CEB1074	☐	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 1088, 1260, 1261, 1280	☐	☐		
Type de revêtement roues arrière							
CEB1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		  
CEB1084	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
CEB1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐		
Mains-courantes							
CEB1140	☐	Aluminium anodisé		☐	☐		
CEB1150	☐	Noires - plastique antidérapant		☐	☐		
CEB1151	☐	Acier inoxydable	NC : 0005	☐	☐		
Axes des roues arrière							
CEB1170	☐	Fixes	NC : 1185, 1365	☐	☐		
CEB1180	☐	A démontage rapide		☐	☐		
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							

Invacare® Action ^{®3} NG				Euros		LPPR/PLV	
				Prix Public			
				HT	TTC		
Position axes des roues arrière							
CEB1185	☐	Position active (axes 37,5 mm devant les tubes de dossier) - Platines arrière spécifiques	NC : 0005, 1320, 1330, 1345, 1365	☐	☐		
CEB1190	☐	Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)	NC : 0005	☒	☒		
CEB1200	☐	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable)		☐	☐		
CEB1201	☐	Position très reculée (axes 60 mm derrière les tubes de dossier)	NC: 0005, 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	☐	☐		
OPTIONS DE CHASSIS							
CEB1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐		 1241
CEB1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire	NC : 0005, 1261	142,18	150,00		
CEB1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire	NC : 0005	142,18	150,00		
FREINS							
CEB1270	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		☒	☒		 1270
CEB1275	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		☐	☐		
CEB1280	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		☐	☐		
CEB1320	☐	Freins à câble à cde unilatérale à droite	NC : 1390	☐	☐		
CEB1330	☐	Freins à câble à cde unilatérale à gauche	NC : 1390	☐	☐		
OPTIONS DE SECURITE							
CEB1345	☐	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0005	☐	☐		 1345  1365  1370  1375  1361 / 1362  1363 / 1364
CEB1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00	600,00 (5)	
CEB1361	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CEB1362	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CEB1363	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CEB1364	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	
CEB1365	☐	Roulettes de transfert 4", la paire	NC : 0005	☐	☐		
CEB1370	☐	Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1375, 1440	☐	☐		
CEB1375	☐	Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	☐	☐	☐	
CEB1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)	NC : 0005	☐	☐		
CEB1390	☐	Extension de frein, la paire		☐	☐		
OPTIONS							
CEB1430	☐	Porte-canne		☐	☐		 1440  1480
CEB1440	☐	Tube basculeur à droite		☐	☐		
CEB1451	☐	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)	NC : 0005	97,63	103,00		
AUTRES OPTIONS							
CEB1480	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 0005	125,12	132,00	132,00 (2)	 1483/1484
CEG1481	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	Uniquement pour version Comfort	125,12	132,00	132,00 (2)	
CEB1483	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 0005	125,12	132,00	132,00 (2)	
CEB1484	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche	NC : 0005	125,12	132,00	132,00 (2)	
(2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							
Rampes en accessoire							
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	 1654128
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	 1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	 1654130