

FRM



Retrouvez les options des
Action® 3 NG Dual HR et
Action® 3 NG Héli sur la
même fiche de mesures

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins
- Ergothérapeutes

Action® 3^{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

Bodyspoint®

matrx®
SCIENCE OF MOVING

VICAIR®

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
Hauteur d'assise	A partir de 360 mm, idéal pour traction podale
Équipements	Gouttière concave de série Double main-courante disponible en option
Poids total	A partir de 15,2 kg
Poids de transport	7,5 kg
Crash-testé	Oui, kit de transport sans supplément
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodyspoint
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant "sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Invacare® <i>Action</i> ³ <i>NG Dual HR & Héli</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
CEP0014	☐	<i>Invacare® Action® 3 NG Dual HR & Héli</i> FRM - Code LPPR 9504200		420,51	443,64	443,64	
VERSION COMFORT							
CEG0016	☐	Version <i>Comfort</i>	Incluant une toile d'assise en nylon noir avec scratch et coussin d'assise <i>Contour ViscoNG</i> , dossier inclinable par vérins 30°, coussin de dossier Laguna ou Passad 2, paire de cale-troncs, paire de repose-jambes et palettes réglables, appui-nuque ou tête ou joue NC : 1345, dossier Matrx et Vicair	568,72	600,00	600,00 (4)	
TYPE DE DOSSIER							
CEP0031	☐	Dossier fixe	NC : 0016	◆	◆		
CEP0036	☐	Dossier pliant à mi-hauteur	NC : 0016, 0062	○	○		
CEP0041	☐	Dossier inclinable		○	○		
PACKS DE POSITIONNEMENT							
CEP0062	☐	Pack Positionnement <i>Vicair</i> : - Dossier <i>Vicair Liberty</i> (Livré avec tendeur de dossier) - Coussin d'assise <i>Vicair</i> au choix (<i>Active O2</i> , <i>Adjuster O2</i> ou <i>Vector O2</i>) - Ceinture <i>Bodypoint</i> au choix (2 ou 4 points)	NC : 0016	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CEP0063	☐	Pack Positionnement <i>Matrx</i> : - Dossier rigide <i>Matrx</i> au choix (<i>Elite E2</i> ou <i>Elite E2 Deep</i>) - Coussin d'assise <i>Flo-tech Solution Xtra</i> ou <i>Matrx Libra</i> - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture pelvienne <i>Bodypoint</i> au choix (2 pt ou 4 pt) - Appui-tête ou appui-joue <i>Invacare</i>	NC : 00016	1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)	
MOTORISATIONS ALBER							
CEP0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <i>alber viamobil V25</i>	NC : 0140, 0150, 0455, 0460, 0451 à, 0469, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	451,18	476,00	476,00 (13)	
CEP0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <i>alber viamobil eco</i>	NC : 0140, 0150, 0290, 0300, 0310, 0315, 0451 à 0469, 0905, 0906, 0907, 0908, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	437,03	437,03 (13)	
TYPES DE PROPULSION							
CEP0100	☐	Standard	NC : 1075	◆	◆		
CEP0140	☐	Kit <i>Dual HR™</i> à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0315, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1140, 1150, 1170, 1185, 1260, 1261, 1280, 1330, 1365	257,09	271,23	271,23 (6)	
CEP0150	☐	Kit <i>Dual HR™</i> à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0315, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1140, 1150, 1170, 1185, 1260, 1261, 1280, 1320, 1365	257,09	271,23	271,23 (6)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément pour appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (6) code LPPR : 9916456 - VPH, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRM - 271,23 € (13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie							


0140 / 0150

Invacare® Action ^{®3} NG Dual HR & Héli				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
ASSISE							
Largeur d'assise							
CEP0180	☐	380 mm	NC : 0016, 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855	○	○		
CEP0190	☐	405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595	◆	◆		
CEP0200	☐	430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	○	○		
CEP0210	☐	455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	○	○		
CEP0220	☐	480 mm	NC : 0016, 0482, 0483, 0484, 0485, 0853, 0854	○	○		
CEP0230	☐	505 mm	NC : 0842, 0483, 0484, 0485, 0486, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○		
Profondeur d'assise							
CEP0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆		
CEP0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○		
CEP0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0016, 0330, 0350	○	○		
Hauteur d'assise avant							
CEP0260	☐	510 mm	NC : 0016, 1050, 1054, 1056, 1066	○	○		
CEP0270	☐	485 mm	NC : 0016, 1054	○	○		
CEP0280	☐	460 mm		◆	◆		
CEP0290	☐	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + roues 24", 1005, 1010, 1030	○	○		
CEP0300	☐	410 mm	NC : roues 24", 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1068, 1365, 1370, 1440	○	○		
CEP0310	☐	385 mm	NC : 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005, 1035, 1056, 1068, 1073, 1280, 1365, 1370, 1440	○	○		
CEP0315	☐	360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CEP1054 et roues arrières de 20")	NC : 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1280, 1365, 1375, 1440	○	○		
Toile d'assise							
CEP0330	☐	Nylon noir	NC : 0016	◆	◆		
CEP0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○		
CEP0350	☐	Nylon noir rembourrée	NC : 0016	○	○		
DOSSIER							
Type de dossier - roulettes anti-basculer recommandées avec dossier inclinable							
CEP0380	☐	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0016, 0471, 0477, 0493, 0495, 0945	○	○		
CEP0390	☐	Fixe 0° - hauteur 510 mm	NC : 0016, 0471, 0477, 0494, 0945	○	○		
CEP0395	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0016, 0451 à 0469, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	○	○		
CEP0396	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser courtes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0016, 0451 à 0469, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	113,74	120,00		
CEP0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0016, 0471, 0477, 0493, 0495, 0945	◆	◆		
CEP0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0016, 0471, 0477, 0494, 0945	○	○		
CEP0431	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0016, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0493, 0494, 0495, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451	293,84	310,00	Sur devis (9)	
CEP0432	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0016, 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0493, 0494, 0495, 0882	293,84	310,00	Sur devis (9)	
CEP0435	☐	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0016, 0471, 0477, 0493, 0495, 0940, 0945, 1185, 1190	○	○		
CEG0442	☐	Inclinable par vérin 0 - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - Roulettes anti-basculer recommandées	Uniquement pour version Comfort	○	○	○	
CEP0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0016, 0471, 0477, 0493, 0495, 0940, 0945, 1185, 1190	113,74	120,00	Sur devis (9)	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							


0396


0435

Invacare® Action® ³ NG Dual HR & Héli				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CEP0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0016, 0471, 0477, 0495, 0940, 0945, 1185, 1190	113,74	120,00	Sur devis (9)
CEP0455	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié	NC : 0016, 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0493, 0494, 0495, 0945	○	○	0455 / 0460 
CEP0460	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0016, 0451 à 0454, 0458 à 0467, 0471, 0477, 0480, 0481, 0493, 0494, 0495, 0945	○	○	
Dossiers Vicair & Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Attention - Dossiers Vicair : Perte de profondeur d'assise de 50 mm						
CEP0493	☐	Vicair Liberty - hauteur 450 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +5j ouvrés	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0494	☐	Vicair Anatomic - hauteur 400 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +15j ouvrés	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0495	☐	Vicair Anatomic - hauteur 480 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +15j ouvrés	NC: 0471 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0451	☐	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0452	☐	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0453	☐	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0454	☐	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0456	☐	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0461	☐	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0462	☐	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0457	☐	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0458	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0459	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0466	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0467	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						





Matrx Elite E2 / Elite Deep E2



Fixations standards


Invacare® <i>Action</i> ® ³ <i>NG Dual HR & Héli</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CEP0468	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0463	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0464	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CEP0469	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split .						
Largeur du dossier Matrx						
CEP0482	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
CEP0483	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
CEP0484	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
CEP0485	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
CEP0486	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
CEP0487	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
CEP0488	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
CEP0471	☐	Rembourrée	NC : 0016, 0882, 0905, 0906, 0907	○	○	
CEP0474	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir	NC : 0016	○	○	
CEP0475	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir	NC : 0016	◆	◆	
CEP0477	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle	NC : 0016	94,79	100,00	600,00 (4)
CEP0478	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0016, 0940, 0945	94,79	100,00	600,00 (4)
CEP0479	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - Inclus un tendeur de dossier	NC : 0016, 0940, 0945	75,83	80,00	600,00 (4)
CEP0480	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - Inclus un tendeur de dossier	NC : 0016, 0940, 0945	142,18	150,00	600,00 (4)
CEP0481	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0016, 0940, 0945	161,14	170,00	600,00 (4)
CEG0490	☐	Dossier Laguna , revêtement PU bi-extensible noir TR26	Uniquement pour version Comfort	○	○	
CEG0491	☐	Dossier Passad 2 enveloppant Grand Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26, maintien des épaules et du buste	Uniquement pour version Comfort	○	○	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEP0510	☐	Potence à 80°	NC : 0016	◆	◆	
CEP0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	○	○	
CEP0545	☐	Support amputé <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0016, 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						



Fixation split



0471



0474 / 0475



0480 / 0481



0510 / 0560



0520 / 0570



Invacare® Action® ³ NG Dual HR & Héli			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Potence gauche					
CEP0560	☐ Potence à 80°	NC : 0016	◆	◆	
CEP0570	☐ Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	○	○	
CEP0595	☐ Support amputé <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0016, 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	○	○	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)					
CEP0600	☐ Fixe	NC : 0016	◆	◆	
CEP0610	☐ Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
CEP0611	☐ Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0016, 0620, 0630, 0935, 0936	○	○	Sur devis (9)
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)					
CEP0620	☐ Fixe	NC : 0016	◆	◆	
CEP0630	☐ Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
ACCOUDOIRS					
 Découvrez également la gouttière hémiplégique dynamique Bodypoint I Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet					
UNE SEULE GOUTTIÈRE CONCAVE HÉMI AVEC APPUI PALMAIRE PLAT, BOMBÉ OU A CORNE COURBÉ AU CHOIX SANS SUPPLÉMENT DE PRIX.					
 +  +  OU  OU  OU  OU 					
Gouttière concave HÉMI réglable en profondeur sur 100 mm incluant rotateur réversible droite ou gauche à 360° par pas de 18° . Au choix : Appui palmaire plat et ambidextre OU appui palmaire bombé et ambidextre OU appui palmaire à corne courbé droit ou gauche Toutes les dimensions de ces différents éléments disponibles à la fin de la fiche de mesure Attention : si dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise sélectionné, il est obligatoire de retirer l'accoudoir avec la gouttière concave pour rabattre le dossier					
Accoudoir droit (coloris noir mat)					
CEP0640	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0016, 0662, 0664, 0666, 0780, 0790	◆	◆	
CEP0650	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0016, 0662, 0664, 0666, 0780, 0790	○	○	
CEP0657	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)		113,74	120,00	600,00 (4)
CEP0660	☐ Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0016, 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	○	○	
CEP0670	☐ Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0016, 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838	○	○	
CEG0672	☐ Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	Uniquement pour version Comfort	○	○	
CEP0677	☐ Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)		113,74	120,00	600,00 (4)
CEP0680	☐ Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - manchette courte	NC : 0016, 0662, 0664, 0666, 0740, 0750	104,27	110,00	
CEP0690	☐ Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - manchette longue réglable en profondeur	NC : 0016, 0740, 0750, 0760, 0770	104,27	110,00	
CEG0691	☐ Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26	Uniquement pour version Comfort	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis					


0545 / 0595


0610 / 0630 si potence 80°


0610 / 0630 si repose-jambe **REA**


0611



Invacare® <i>Action</i> ^{®3} <i>NG Dual HR & Héli</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CEP0695	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC: 0016, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	☐	☐	
CEP0696	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0016, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185	☐	☐	
CEG0697	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEP0732	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0838, 1185, 1480	☐	☐	
CEP0738	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - <i>Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm</i>	NC : 0016, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480	☐	☐	
Appui palmaire droit						
CEP0662	☐	Appui palmaire plat et ambidextre		☐	☐	
CEP0664	☐	Appui palmaire bombé et ambidextre		☐	☐	
CEP0666	☐	Appui palmaire à corne courbée vers l'intérieur		☐	☐	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEP0740	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0016, 0762, 0764, 0766	◆	◆	
CEP0750	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0016, 0762, 0764, 0766	☐	☐	
CEP0757	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)
CEP0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0016, 1480	☐	☐	
CEP0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0016	☐	☐	
CEG0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEP0777	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)
CEP0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0016, 0762, 0764, 0766	104,27	110,00	
CEP0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0016, 0762, 0764, 0766	104,27	110,00	
CEG0791	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette Confort, revêtement PU bi-extensible noir TR26	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEP0795	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0016, 1185, 1480	☐	☐	
CEP0796	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0016, 1185	☐	☐	
CEG0697	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, gouttière étroite longue (430 mm) sans rotation réglable en profondeur sans outil	Uniquement pour version <i>Comfort</i>	☐	☐	
CEP0832	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1185, 1480	☐	☐	
CEP0838	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0016, 1064, 1066	☐	☐	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						




0662



0664



0666



0740 /
0750

0757








0777



Invacare® <i>Action</i> ^{®3} <i>NG Dual HR & Héli</i>				Euros			 0762  0764  0766
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Appui palmaire gauche							
CEP0762	☐	Appui palmaire plat et ambidextre		◆	◆		
CEP0764	☐	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○		
CEP0766	☐	Appui palmaire à corne courbée vers l'intérieur		○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							
CEP0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0016, 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)	
CEP0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0016, 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)	
CEP0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0016, 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)	
CEP0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0016, 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)	
CEP0869	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite , épaisseur 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 0707	236,97	250,00	600,00 (5)	
CEP0871	☐	Coussin d'assise Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm	NC : 0873	76,78	81,00	81,00 (12)	
CEP0873	☐	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm	NC : 0707	284,36	300,00	600,00 (5)	
CEP0874	☐	Coussin Flo-tech Solution Xtra , épaisseur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)	
CEP0876	☐	Coussin Matrx Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		426,54	450,00	600,00 (5)	
CEP0884	☐	Vicair Active O2 - hauteur 60 mm Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)	
CEP0885	☐	Vicair Active O2 - hauteur 90 mm Délai : 15j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)	
CEP0886	☐	Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)	
CEP0887	☐	Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin							
CEP0878	☐	Profondeur 400 mm		○	○		
CEP0879	☐	Profondeur 450 mm		○	○		
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Lite, Flo-tech Image et Solution Xtra							
CEP0891	☐	Biseaux fessiers, la paire		○	○		
CEP0892	☐	Plot d'abduction		○	○		
CEP0893	☐	Biseau latéral		○	○		
CEP0894	☐	Biseau crural		○	○		
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Lite, flo-tech Image et Solution Xtra							
CEP0891	☐	Biseaux fessiers, la paire		○	○		
CEP0892	☐	Plot d'abduction		○	○		
CEP0893	☐	Biseau latéral		○	○		
CEP0894	☐	Biseau crural		○	○		
Autres options							
CEP0852	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)	NC : 0016	○	○		
CEG0881	☐	Cale-tronc multiréglables, housse revêtement PU bi-extensible noir TR26, la paire	Uniquement pour version Comfort	142,18	150,00	600,00 (4)	
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Invacare® Action ^{®3} NG Dual HR & Héli				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
CEP0882	☐ Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)	NC : 0016	142,18	150,00	600,00 (4)	0882		
CEP0905	☐ Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) OU 600,00 (4)	0905		
CEP0906	☐ Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) OU 600,00 (4)	0906		
CEP0907	☐ Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) OU 600,00 (4)	0907		
CEP0908	☐ Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 255 mm - livré avec fixation	NC : 0016	426,54	450,00	600,00 (4)	0908		
CEP0930	☐ Sangle appui-mollet	NC : 0016	10,43	11,00	600,00 (5)			
CEP0935	☐ Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0016, 0936	○	○				
CEP0936	☐ Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)	NC : 0016	○	○				
CEP0940	☐ Tendeur de dossier	NC : 0016, 0945	○	○				
CEP0945	☐ Tendeur de dossier pliant	NC : 0016, 1451	○	○		0945		
COLORIS DE CHASSIS								
CEP0961	☐ Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○			 0961 / 0964 / 0966  0974 / 0969 / 0980	
CEP0964	☐ Blanc Perle		○	○				
CEP0966	☐ Noir Mat		○	○				
CEP0969	☐ Rouge Mat		○	○				
CEP0974	☐ Bleu Ultramarin		○	○				
CEP0980	☐ Noir Brillant		○	○				
CEP0991	☐ Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale					
SUPPORTS DE FOURCHE								
CEP0995	☐ Supports de fourche standard		◆	◆				
ROUES AVANT								
CEP1005	☐ 8" x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○			1050 	
CEP1010	☐ 8" x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○				
CEP1030	☐ 8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	NC : 0016	○	○				
CEP1035	☐ 6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○				
CEP1050	☐ 6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆				
CEP1054	☐ 5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		○	○				
CEP1056	☐ 5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○				
ROUES ARRIERE								
Diamètre des roues arrière								
CEP1064	☐ 20" - 515 mm	NC : 1071, 1073, 1074, 1075, 1088, 1170, 1260, 1280	○	○			Standard  Composite  1"  1.3/8"  1.3/8"  1088 1084 1082	
CEP1066	☐ 22" - 560 mm	NC : 1074, 1260	○	○				
CEP1068	☐ 24" - 600 mm	NC : 1261	◆	◆				
Type de roues arrière								
CEP1071	☐ Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1170, 1280	◆	◆				
CEP1072	☐ Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1280	○	○				
CEP1073	☐ Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1270, 1275, 1320, 1330	178,20	188,00	Sur devis (9)			
CEP1074	☐ Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 1088, 1260, 1261, 1280	90,05	95,00				
CEP1075	☐ Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1084, 1140, 1150, 1170, 1185, 1260, 1261, 1280, 1365	○	○				
Type de revêtement roues arrière								
CEP1082	☐ Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆				
CEP1084	☐ Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○				
CEP1088	☐ Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○				
Mains-courantes								
CEP1140	☐ Aluminium anodisé		◆	◆				
CEP1150	☐ Noires - plastique antidérapant		○	○				
CEP1151	☐ Acier inoxydable		○	○				
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément pour appui-tête réglable - 160,00 €								
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €								

Invacare® ³ Action [®] NG Dual HR & Héli			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Axes des roues arrière					
CEP1170	☐ Fixes	NC : 1185, 1365	☐	☐	
CEP1180	☐ A démontage rapide		☒	☒	
Position axes des roues arrière					
CEP1185	☐ Position active (axes 37,5 mm devant les tubes de dossier) - Platines arrière spécifiques	NC : 0016, 1320, 1330, 1345, 1365	☐	☐	
CEP1190	☐ Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)	NC : 0016	☒	☒	
CEP1200	☐ Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable)		☐	☐	
CEP1201	☐ Position très reculée (axes 60 mm derrière les tubes de dossier)	NC: 0016, 1275, 1280, 1320, 1330, 1365	☐	☐	
OPTIONS DE CHASSIS					
CEP1241	☐ Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐	
CEP1260	☐ Protège-rayons noirs, la paire	NC : 0016, 1261	142,18	150,00	
CEP1261	☐ Protège-rayons transparents, la paire	NC : 0016	142,18	150,00	
FREINS					
CEP1270	☐ Freins à pousser à poignée escamotable		☒	☒	
CEP1275	☐ Freins à tirer à poignée escamotable		☐	☐	
CEP1280	☐ Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		☐	☐	
CEP1320	☐ Freins à câble à cde unilatérale à droite	NC : 1390	☐	☐	
CEP1330	☐ Freins à câble à cde unilatérale à gauche	NC : 1390	☐	☐	
OPTIONS DE SECURITE					
CEP1345	☐ Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0016	☐	☐	
CEP1360	☐ Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00	600,00 (5)
CEP1361	☐ Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)
CEP1362	☐ Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)
CEP1363	☐ Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	189,57	200,00	600,00 (5)
CEP1364	☐ Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)
CEP1365	☐ Roulettes de transfert 4", la paire	NC : 0016	☐	☐	
CEP1370	☐ Roulettes anti-bascule, la paire	NC : 1375, 1440	☐	☐	
CEP1375	☐ Roulettes anti-bascule avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	☐	☐	
CEP1380	☐ Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)	NC : 0016	☐	☐	
CEP1390	☐ Extension de frein, la paire		☐	☐	
OPTIONS					
CEP1430	☐ Porte-canne		☐	☐	
CEP1440	☐ Tube basculeur à droite		☐	☐	
CEP1451	☐ Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)	NC : 0016	97,63	103,00	
CEP1480	☐ Tablette réglable en largeur transparente	NC : 0016	125,12	132,00	132,00 (2)
CEG1481	☐ Tablette amovible réglable en profondeur	Uniquement pour version Comfort	125,12	132,00	132,00 (2)
CEP1483	☐ Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 0016	125,12	132,00	132,00 (2)
CEP1484	☐ Demi-tablette transparente escamotable, à gauche	NC : 0016	125,12	132,00	132,00 (2)
CEP1485	☐ Coussin pour demi-tablette	NC : 0016	90,05	95,00	
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00€ (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis					

Invacare® Action® ³ NG Dual HR & Héli				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
				HT	TTC		
COMPOSITION ET DIMENSIONS DE LA GOUTTIÈRE CONCAVE HÉMI PROPOSÉE EN OPTION MONTÉE							
PARTIE ARRIÈRE : COUDIÈRE		SYSTÈME DE ROTATION A 360° ET RÉVERSIBLE		APPUI PALMAIRE PLAT		APPUI PALMAIRE A CORNE COURBÉ DROIT OU GAUCHE	
						OU 	
							
				OU 			
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	 1654130