

Catégorie Hors LPPR



À partir de :
558,99€ TTC

Action Family


Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	CE	Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Hauteur d'assise	500 mm
		Dossier	Fixe 7°
Cachet du distributeur :		Toiles d'assise & de dossier	Nylon noir, rembourrées
		Profondeur d'assise	425 mm
		Roues avant	8" x 1.1/4" bandage (200 x 32 mm)
		Accoudoirs	Crantés, relevables et amovibles
		Coloris	Bleu Océan ou Gris Argent (freins tambour)
		Potences	Escamotables et amovibles
		Poids total	17,5 kg
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Invacare® Action® ¹ R					Euros		
					Prix Public		
	Quantité		Quantité		HT	TTC	
Invacare® Action® ¹ R - Dossier fixe							
Roues arrière 24" pneumatique noir - Bleu Océan - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
DK1640971		380 mm	DK1640974		455 mm	529,85	
DK1640972		405 mm	DK1640975		480 mm		
DK1640973		430 mm	DK1640976		505 mm		
Invacare® Action® ¹ R avec freins tambour - Dossier fixe							
Roues arrière 24" bandage noir - Gris Perle - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
DK1641007		380 mm	DK1641010		455 mm	529,85	
DK1641008		405 mm	DK1641011		480 mm		
DK1641009		430 mm	DK1641012		505 mm		

Invacare® Action® ¹ R					Euros				
					Prix Public				
	Quantité		Quantité		HT	TTC			
ACCESSOIRES (livrés séparément)									
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières									
1573661		405 mm / 430 mm	1573692		455 mm / 480 mm / 505 mm	200,49	211,52		
Roulette anti-bascule, la paire									
1172013		Roulettes anti-bascule, la paire				67,30	71,00		
Tablette pour largeur d'assise									
AP1601454		380 mm / 405 mm / 430 mm				72,83	76,84		
AP1601458		455 mm / 480 mm				72,83	76,84		
AP1601459		505 mm				72,83	76,84		
Tige porte-sérum et tendeur de dossier pour largeur d'assise									
AP1534838		380 mm	AP1534883		455 mm	97,63	103,00		
AP1534860		405 mm	AP1534884		480 mm				
AP1534882		430 mm	AP1534885		505 mm				
Ceinture de maintien - fermeture à boucle pour largeur									
AP1531657		380 mm / 405 mm 430 mm / 455 mm	AP1492755		480 mm / 505 mm	42,65	45,00		
Porte-canne									
0572-02056		Porte canne				37,91	40,00		
Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise									
1564264		380 mm (dimensions : 362 mm x 412 mm)				33,08	34,90		
1564267		405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)				33,08	34,90		
1564268		455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)				33,08	34,90		
1564269		505 mm (dimensions : 500 mm x 412 mm)				33,08	34,90		
Kit étiquettes									
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)				41,71	44,00		
Rampes en accessoire									
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg				402,84	425,00		1654128
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg				805,69	850,00		1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg				426,54	450,00	1654130	