

BASE



Retrouvez les versions
Stock en page 2 et la
version configurée à
partir de la **page 3** !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

1 125,00 € TTC

USAGE MIXTE

Forfait MAD Niveau 1 : 100,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins
- Ergothérapeutes



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Châssis porte-coquille
Matière	Acier
Largeur d'assise	340 mm à 490 mm avec réglage jusqu'à +50 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques sur la version configurée et par mécaniquement sur version Stock
Poignées à pousser	Réglables en hauteur
Freins	Freins tambour avec frein de parking
Poids total	A partir de 20 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
Crash-testé UNIQUEMENT VERSION CONFIGURÉE	Base conforme à la norme 7176-19. Accroche-taxis non montées et autocollants livrés non apposés de série
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com


Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- ☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Rea® Azalea® Base S - les versions Stock			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	iant	DESIGNATION	HT	TTC	
Rea® Azalea® Base S - 16" freins tambours					
Code LPPR : 9556236					
Roues arrière 16" bandage noir, axes fixes. Livré sans potence, sans palette et sans accoudoir					
1575835		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 mm à 490 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575872		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 mm à 540 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
Rea® Azalea® Base S - 24" freins manuels à tirer					
Code LPPR : 9556236					
Roues arrière 24" bandage noir, axes à démontage rapide. Livré sans potence, sans palette et sans accoudoir					
1575873		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575874		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575875		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
CODE	iant	DESIGNATION	HT	TTC	
ACCESSOIRES (livrés séparément)					
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.			Bodypoint		
AP1508848		Appui-nuque	151,66	160,00	160,00 (1)
AP1657051		Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520	189,57	200,00	
AP1657107		Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520	189,57	200,00	
AP1657108		Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520	189,57	200,00	
1575876		Gouttière, la paire	218,01	230,00	
SP1449218		Support tablette et molette	33,18	35,00	
1530007		Paire d'accoudoirs Confort réglables en hauteur	80,57	85,00	
SP1586424		Tablette escamotable taille S (largeur 590 mm), livrée sans paire d'accoudoirs Confort	125,12	132,00	
SP1586425		Tablette escamotable taille M (largeur 640mm), livrée sans paire d'accoudoirs Confort	125,12	132,00	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 €					

Rea® Azalea® Base - version configurée			Euros		
			Prix Public	LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BQA0010	☐ Rea® Azalea Base® BASE - Code LPPR : 9556236		1 066,35	1 125,00	1 125,00
BQA0010	☐ Rea® Azalea Minor Base® (largeur d'assise 340 mm) - BASE - Code LPPR : 9556236	NC : 0120, 0176	1 066,35	1 125,00	1 125,00
TYPES DE PROPULSION					
BQA0020	☐ Fauteuil transit, roues arrière de 16", freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0705, 0715, 0722, 0724, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867	☐	☐	
BQA0030	☐ Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24"	NC : 0100, 0702, 0726	☐	☐	
BQA0040	☐ Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24", freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0100, 0722, 0724	☐	☐	
ASSISE					
Largeur d'assise					
BQA0050	☐ 340 mm - Réglable de 340 à 390 mm (340 à 440 mm avec roues arrière 16")	NC : 0120, 0176, 0180, 0186, 0600, 0665, 0672, 0675, 0863, 0867, 0900, 0902, 0936, 0938	☐	☐	
BQA0060	☐ 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm (390 à 490 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	☐	☐	
BQA0070	☐ 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm (440 à 540 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	☐	☐	
BQA0080	☐ 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm (490 à 590 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	☐	☐	
Pré-réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes					
BQA0090	☐ + 50 mm (+25 mm par côté)	NC : 0863, 0867	☐	☐	
BQA0100	☐ + 100 mm (+50 mm par côté)	Uniquement avec roues arrière 16"	☐	☐	
BQA0105	☐ Sans pré-réglage en largeur des accoudoirs		☒	☒	
Profondeur d'assise					
BQA0110	☐ Réglable de 380 à 450 mm	Uniquement largeur d'assise 340 mm	☐	☐	
BQA0120	☐ Réglable de 430 à 500 mm		☐	☐	
Hauteur sol/siège					
BQA0130	☐ 400 mm	NC : 0180, 0330, 0340, 0390, 0400, 0665, 0672, 0675, 0715, 0936, 0938	☐	☐	
BQA0140	☐ 450 mm	NC : 0705	☒	☒	
Inclinaison d'assise					
BQA0145	☐ Inclinaison d'assise de +1° à +25° (-1° à +23° en standard)		☐	☐	
Type d'assise					
BQA0150	☐ Plaque d'assise plane réglable en profondeur sur 70 mm		☐	☐	
BQA0155	☐ Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou + 5°, réglable en profondeur sur 70 mm		236,97	250,00	
BQA0170	☐ Sans interface (livré avec support d'assise fixe)		☒	☒	
DOSSIER					
Inclinaison du dossier					
BQA0160	☐ Réglable par vérin		☒	☒	
BQA0161	☐ Réglable mécaniquement		☐	☐	
BQA0932	☐ Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		☒	☒	
Poignées à pousser					
BQA0174	☐ Poignées à pousser connectées, amovibles, avec fixation d'appui-tête Rea, réglables en hauteur		☐	☐	
BQA0176	☐ Poignées à pousser amovible, réglable en hauteur, en angle	NC : 0560	☐	☐	
POTENCES					
Repose jambe central					
BQA0180	☐ Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0186, 0188, 0190, 0200, 0220, 0240, 0250, 0270, 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572	758,29	800,00	



0° / +30°
-1° à +23°



BQA0150



BQA0155
BQA0170



BQA0160
BQA0161



BQA0174
BQA0176

Rea® Azalea® Base				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Ajustement des potences et repose-jambes						
BQA0185	☐	Position standard		◆	◆	
BQA0186	☐	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		○	○	
BQA0188	☐	Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0200, 0220, 0250, 0270	○	○	
Potence gauche (noire)						
BQA0190	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0300, 0310	○	○	
BQA0200	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	NC : 0572	○	○	
BQA0220	☐	Support amputé	NC : 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0572	104,27	110,00	
BQA0230	☐	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	◆	◆	
Potence droite (noire)						
BQA0240	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0360, 0370	○	○	
BQA0250	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	NC : 0572	○	○	
BQA0270	☐	Support amputé	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572	104,27	110,00	
BQA0280	☐	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	◆	◆	
PALETTES						
Palette monobloc						
BQA0290	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur	NC : 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400	189,57	200,00	
Palette gauche						
BQA0300	☐	Fixe, tube court, sangle talonnière	NC : 0572	○	○	
BQA0310	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BQA0330	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0572	○	○	
BQA0340	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		○	○	
Palette droite						
BQA0360	☐	Fixe, tube court, sangle talonnière	NC : 0572	○	○	
BQA0370	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BQA0390	☐	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0572	○	○	
BQA0400	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		○	○	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)						
BQA0420	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 0903	○	○	
BQA0425	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 0903	○	○	
BQA0440	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0903, 0920, 0930	104,27	110,00	
BQA0450	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0900, 0902, 0903, 0910, 0915, 0920, 0930	104,27	110,00	
BQA0460	☐	Sans accoudoirs	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0930	◆	◆	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BQA0470	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 0904	○	○	
BQA0475	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 0903	○	○	
BQA0490	☐	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0904, 0920, 0930	104,27	110,00	
BQA0500	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0900, 0902, 0904, 0910, 0915, 0920, 0930	104,27	110,00	
BQA0510	☐	Sans accoudoirs	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0920, 0930	◆	◆	



0190 / 0240



0200 / 0250



0220 / 0270



0290



0310 / 0340



0420/0470



0425 / 0475



0440 / 0490



0450 / 0500



0190 / 0240




0200 / 0250



0220 / 0270



0290



0310 / 0340



0420/0470




0425 / 0475




0440 / 0490



0450 / 0500

Rea® Azalea® Base				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BQA0520	☐	Housses de protège-vêtements, la paire		66,35	70,00		 0540 0550 0560
BQA0530	☐	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire, uniquement avec 0520		28,44	30,00		
Options de dossier							
BQA0540	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0560	151,66	160,00	160,00 (1)	
BQA0550	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0545, 0560, 0567	151,66	160,00	160,00 (1)	
BQA0545	☐	Housse de coussin d'appui-tête		47,39	50,00		
BQA0560	☐	Appui-nuque		151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
BQA0570	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		28,44	30,00		
Options de potences / palettes							
BQA0572	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		94,79	100,00		
CHASSIS							
Coloris de châssis							
BQA0591	☐	Gris perle		◆	◆		 0591 0592 0593 0594 0596 0600
BQA0592	☐	Bleu nuit		○	○		
BQA0593	☐	Sable		○	○		
BQA0594	☐	Vert électrique		○	○		
BQA0596	☐	Rouge vif		○	○		
Options de châssis							
BQA0600	☐	Extension de châssis + 50 mm		○	○		
Fixation des fourches							
BQA0610	☐	Fixes		◆	◆		
Roues avant							
BQA0638	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○		
BQA0645	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		
BQA0665	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆		
BQA0672	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
BQA0675	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
ROUES ARRIERES							
Diamètre des roues arrière							
BQA0702	☐	16" - 405 mm avec axes fixes	NC : 0722, 0724, 0745, 0785, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867	◆	◆		
BQA0705	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
BQA0715	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
Type de roues arrière							
BQA0722	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 0810	○	○		
BQA0724	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		47,39	50,00		
BQA0726	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 0785	◆	◆		
Type de revêtement roues arrière							
BQA0745	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		 1" 1.3/8" 0785 0745
BQA0775	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
BQA0785	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							
BQA0790	☐	Aluminium		○	○		
BQA0810	☐	Anti-dérapantes noires		94,79	100,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
BQA0850	☐	Protège-rayons "Frost"		218,01	230,00		
SECURITE							
BQA0860	☐	Freins à tirer		○	○		
BQA0863	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		170,62	180,00		
BQA0867	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		170,62	180,00		
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 €							
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							

Rea® Azalea® Base				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
OPTIONS DE SECURITE							
BQA0870	☐	Ceinture de maintien		☐	☐		
BQA0895	☐	Accroche-taxis montées et autocollants livrés non apposés		☐	☐		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							
BQA0900	☐	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 0907	125,12	132,00	 0902	
BQA0902	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 0907	125,12	132,00		
BQA0903	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 0905	125,12	132,00	 0903 / 0904	
BQA0904	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 0905	125,12	132,00		
BQA0910	☐	Tablette escamotable	NC : 0905, 0907	125,12	132,00	 0907	
BQA0915	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 0905, 0907	125,12	132,00		
Coussins de tablette							
BQA0905	☐	Coussin de tablette	NC : 0910, 0915	104,27	110,00	 0915	
BQA0907	☐	Coussin pour demi-tablette	NC : 0910, 0915	90,05	95,00		
Autres options							
BQA0936	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0938	313,74	331,00	 0910	
BQA0938	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03		
BQA0920	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		56,87	60,00	 1654128	
BQA0970	☐	Attache pour harnais		75,83	80,00		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654129	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654130	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		