

FRMP



Retrouvez la version Assist
et les nouveaux packs de
positionnement PAP

Pofitez de la gouttière
hémiplégique et des
appuis palmaires
disponibles grâce à
Unique !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

2 753,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Appui pour le pied et dispositif d'anti-bascule	De série sur le châssis
Inclinaison d'assise	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques *cf tableau en fin de fiche de mesure
Largeur hors tout réduite	+180 mm avec roues 20", 22", 24"
Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
Poids total	A partir de 35 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1890)
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint , Matrx et Vicair
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea® <i>Dahlia</i> ® 30°			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BVA0010	☐ Rea® <i>Dahlia</i> ® 30° FRMP - Code LPPR 9539433		2 609,48	2 753,00	2 753,00
TYPES DE PROPULSION					
BVA0020	☐ Version Assist (roues 16")	NC : 1582, 1584	○	○	
BVA0030	☐ Standard 20", 22" ou 24"	NC : 0180, 1588, 1545	◆	◆	
BVA0042	☐ Kit <i>Dual HR™</i> à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728, 1810	257,09	271,23	271,23 (6)
BVA0044	☐ Kit <i>Dual HR™</i> à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0130, 0140, 0150, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728, 1810	257,09	271,23	271,23 (6)
PACKS DE POSITIONNEMENT					
BVA0046	☐ PACK 1 : Coussin d'assise <i>Vicair</i> au choix + Coussin de dossier <i>Vicair</i> au choix + Ceinture <i>BodyPoint</i> au choix + Appui-joue		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)
BVA0047	☐ PACK 2 : Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> ou <i>Flo-tech Solution Xtra</i> + Dossier <i>Matrx</i> au choix + Harnais <i>BodyPoint</i> au choix + Ceinture <i>Bodypoint</i> au choix + Appui-joue		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)
ASSISE					
Largeur d'assise					
BVA0050	☐ 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1810	○	○	
BVA0060	☐ 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○	
BVA0070	☐ 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BVA0080	☐ Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○	
BVA0090	☐ Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0630	○	○	
BVA0100	☐ Livré sans pré-réglage	NC : 0460, 0470	◆	◆	
Profondeur d'assise					
BVA0110	☐ Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BVA0120	☐ 330 mm uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728, 1810	○	○	
BVA0130	☐ 350 mm uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670, 1890	○	○	
BVA0140	☐ 380 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1545, 1728	○	○	
BVA0150	☐ 400 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670, 1545	○	○	
BVA0160	☐ 430 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22", 24"	NC : 0670, 1545	○	○	
BVA0170	☐ 450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière de 16" et de 24"		◆	◆	
BVA0180	☐ 480 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 16"		○	○	
BVA0190	☐ 500 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 20"	NC : 1420, 1728, 1545	○	○	
Inclinaison d'assise					
	☐ Bascule d'assise limitée à 10° ou 20° selon configuration, merci de vous référer au tableau en fin de fiche de mesure		○	○	
BVA0240	☐ Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		○	○	
Coussin d'assise					
BVA0260	☐ <i>Mistral</i> - coussin plat hauteur 70 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		○	○	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête, Invacare - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (6) code LPPR : 9916456 - VPH, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRMP : 271,23 €					

Rea® <i>Dahlia</i> ® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
BVA0270	☐ Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)			○	○	
BVA0272	☐ Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)			○	○	
BVA0274	☐ Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)			○	○	
BVA0280	☐ Matrx Contour Visco ^{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm			76,78	81,00	81,00 (12)
BVA0292	☐ Matrx Libra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires			426,54	450,00	600,00 (5)
BVA0294	☐ Flo-tech Solution Xtra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires			426,54	450,00	600,00 (5)
BVA0300	☐ Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890		568,72	600,00	600,00 (5)
BVA0310	☐ Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890		568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur de coussin, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
BVA0324	☐ Courte (405 mm pour Libra , 430 mm pour Solution Xtra)			○	○	
BVA0325	☐ Long : 455 mm			◆	◆	
Premier accessoire de positionnement facultatif, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
BVA0333	☐ Biseau fessier, la paire			○	○	
BVA0334	☐ Plot d'abduction			○	○	
BVA0335	☐ Biseau latéral			○	○	
BVA0336	☐ Biseau crural			○	○	
Second accessoire de positionnement facultatif, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
BVA0333	☐ Biseau fessier, la paire			○	○	
BVA0334	☐ Plot d'abduction			○	○	
BVA0335	☐ Biseau latéral			○	○	
BVA0336	☐ Biseau crural			○	○	
DOSSIER						
Extension largeur entre tube de dossier						
BVA0370	☐ + 50 mm	NC : 0390, 0400, 0470		○	○	
Type de dossier						
BVA0390	☐ Dossier Matrx Elite E2			568,72	600,00	600,00 (4)
BVA0400	☐ Dossier Matrx Elite Deep E2			568,72	600,00	600,00 (4)
BVA0410	☐ Plaque de dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0460, 0470, 0490, 0492, 0495, 0497, 0510, 0520, 1265		○	○	
BVA0420	☐ Dossier Laguna 2 - réglable en tension, équipé d'un tendeur de dossier	NC : 0460, 0470, 0520, 0546, 0580, 0590, 1140, 1150, 1220, 1230		◆	◆	
BVA0430	☐ Plaque de dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0490, 0492, 0495, 0497, 1265		○	○	
BVA0440	☐ Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier	NC : 0470, 0495, 0546		○	○	
BVA0445	☐ Dossier Flex 3 + - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm, équipé d'un tendeur de dossier <i>Permet un double réglage en inclinaison du haut et du bas du dossier</i>	NC : 0470, 0495, 0546		189,57	200,00	600,00 (4)
Hauteur de dossier						
BVA0455	☐ Hauteur 410 mm - fixations Mini			○	○	
BVA0456	☐ Hauteur 460 mm - fixations Standard			○	○	
BVA0457	☐ Hauteur 510 mm - fixations Standard			◆	◆	
Pré-réglage en largeur du dossier Flex3						
BVA0460	☐ Livré avec réglage + 50 mm			○	○	
BVA0470	☐ Livré avec réglage + 100 mm (uniquement largeur 390 mm)	NC : 0630, 1725, 1727		○	○	
BVA0480	☐ Livré sans pré-réglage			◆	◆	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						



0270



0280



0410




0420



0430




0440




0445

Rea® Dahlia® 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Largeur du dossier Matrx						
BVA0461	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BVA0462	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BVA0463	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BVA0464	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BVA0465	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BVA0466	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BVA0490	☐	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BVA0492	☐	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0490), hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BVA0495	☐	Latéral , plat et large, hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	◆	◆	
BVA0497	☐	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0495), hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	○	○	
BVA0500	☐	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 1265	○	○	
BVA0510	☐	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0575, 1265	○	○	
BVA0520	☐	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 1265	○	○	
BVA0544	☐	Vicair Multifonction	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	568,72	600,00	600,00 (4)
BVA0546	☐	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	568,72	600,00	600,00 (4)
BVA0550	☐	Sans coussin de dossier		○	○	
Garniture de dossier						
BVA0560	☐	Velours noir (TR35)		○	○	
BVA0570	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BVA0575	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BVA0580	☐	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		○	○	
BVA0590 BVA0600	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BVA0620	☐	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVA0630	☐	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	
BVA0632	☐	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○	
Inclinaison du dossier						
BVA0640	☐	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVA0660	☐	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BVA0670	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0692, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	○	○	
Position des potences et repose-jambes						
BVA0680	☐	Position standard		◆	◆	
BVA0690	☐	Position haute (+50 mm)		○	○	
BVA0692	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 80°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						



05100490



05000520






0580



0670




Rea [®] Dahlia [®] 30°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Potence gauche, escamotable et amovible						
BVA0700	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆	
BVA0710	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BVA0730	☐	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	○	○	
Potence droite, escamotable et amovible						
BVA0750	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆	
BVA0760	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BVA0780	☐	Support amputé	NC : 0805, 0825, 0845,1330, 1340, 1350	○	○	
PALETTES						
Palette gauche						
BVA0805	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	○	○	
BVA0825	☐	Relevable - Réglage en profondeur, en angle, en hauteur (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
Palette droite, relevable et réglable en hauteur						
BVA0845	☐	Relevable -Réglage en profondeur, en angle, en hauteur (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆	
Tubes porte-palettes						
BVA0855	☐	Tubes courts, la paire		○	○	
BVA0865	☐	Tubes longs, la paire		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur						
BVA0900	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm.	NC : 1756	◆	◆	
DE258654	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir BVA0900	Fabrication spéciale, choisir BVA0900 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE260269	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir BVA0900	Fabrication spéciale, choisir BVA0900 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE258657	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir BVA0900	Fabrication spéciale, choisir BVA0900 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
BVA0910	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	
BVA0915	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	○	○	
BVA0925	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	○	○	
BVA0930	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○	
BVA0950	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○	
Accoudoir droit, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur						
BVA0960	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm.	NC : 1757	◆	◆	
DE258653	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir BVA0960	Fabrication spéciale, choisir BVA0960 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE260268	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir BVA0960	Fabrication spéciale, choisir BVA0960 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
DE258656	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir BVA0960	Fabrication spéciale, choisir BVA0960 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)
BVA0970	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	
BVA0975	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	○	○	
BVA0985	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	○	○	
BVA0990	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	
BVA1010	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adionction, PAP, forfait A adionctions membre supérieur - dans la limite de 600.00 €						



0700
0750



0710
0760



0730
0780



0825 / 0845 si
potence 80°



0825 / 0845 si
repose-jambe



0900 / 0960



0910 / 0970



0925 / 985



0930 / 0990


(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €



0700
0750



0710
0760



0730
0780



0825 / 0845 si
potence 80°



0825 / 0845 si
repose-jambe



0900 / 0960



0910 / 0970



0925 / 985



0930 / 0990

Rea® Dahlia® 30°				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BVA1020	☐	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		☐	☐		 1040
BVA1025	☐	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		☐	☐		
Options d'assise							
BVA1030	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		☐	☐		 1040
BVA1040	☐	Plot d'abduction	NC : 1060	236,97	250,00	600,00 (5)	
BVA1050	☐	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	☐	☐		
BVA1060	☐	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		☐	☐		
Options de dossier							
Appuis-tête							
BVA1080	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1100, 1110	☒	☒		 1080  1110
BVA1100	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1110	☐	☐	☐	
BVA1081	☐	Appui-tête Matrx Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	☐	☐	☐	 1100  1081/1087
BVA1086	☐	Appui-tête Matrx Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	☐	☐	☐	
Fixation appuis-tête Matrx							
BVA1087	☐	Fixation appui-tête Matrx Elan, multi-réglable		☐	☐		 1086
Autres options appuis-tête							
BVA1090	☐	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1100, 1110	☐	☐		 1140 / 1150
BVA1110	☐	Appui-nuque		☐	☐		
BVA1130	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		☐	☐		
Cale-tronc gauche							
BVA1140	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		94,79	100,00	600,00 (4)	 1220/1230
BVA1220	☐	Cale-tronc gauche, escam., amov., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)	
Cale-tronc droit							
BVA1150	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		94,79	100,00	600,00 (4)	 1265
BVA1230	☐	Cale-tronc droit, escam., amov., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)	
Autres options de dossier							
BVA1265	☐	Cale tronc pour dossier réglable en tension Laguna 2 (la paire) (dimensions du coussin : l : 35 mm, h : 115 mm, p 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)	 1351 / 1352 / 1353
BVA1280	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		☐	☐		
BVA1300	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		☐	☐		
Options de potences / palettes							
BVA1330	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		☐	☐		 1351 / 1352 / 1353
BVA1340	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		☐	☐		
BVA1350	☐	Sangle appui-mollets confort remb. Revêtement PU bi-extensible noir		☐	☐		
BVA1351	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)	
BVA1352	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)	
BVA1353	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable, Invacare							
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							

Rea® Dahlia® 30°				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CHASSIS							
Coloris de la bande réfléchissante							
BVA1360	☐	Bleu		☐	☐		1360 1370 1390 1380 1400
BVA1370	☐	Gris		☐	☐		
BVA1380	☐	Rouge		☐	☐		
BVA1390	☐	Champagne		☐	☐		
BVA1400	☐	Vert pétrole		☐	☐		
BVA1405	☐	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		☒	☒		
Fixation des fourches							
BVA1410	☐	Fixes		☒	☒		
BVA1420	☐	Axes à démontage rapide		☐	☐		
Roues avant							
BVA1435	☐	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	☐	☐		
BVA1440	☐	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	☐	☐		
BVA1475	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	☒	☒		
BVA1495	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500	☐	☐		
BVA1505	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	☐	☐		
BVA1515	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500	☐	☐		
ROUES ARRIERE							
Position des roues arrière							
BVA1534	☐	Position standard, reculée, la plus stable		☒	☒		
BVA1538	☐	Position la plus active		☐	☐		
Diamètre des roues arrière							
BVA1545	☐	16" - 405 mm avec axes fixes	NC : 1582, 1584	☐	☐		
BVA1555	☐	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1582, 1586, 1588, 1625, 1640, 1670	☐	☐		
BVA1565	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1670	☐	☐		
BVA1575	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		☒	☒		
Type de roues arrière							
BVA1582	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1660, 1670, 1728	☒	☒		
BVA1584	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1728	☐	☐		
BVA1586	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		☐	☐		
BVA1588	☐	Double mains-courantes (moyeu noir,et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1605, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728	☐	☐		
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)							
BVA1605	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
BVA1625	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒		
BVA1640	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐		
Mains-courantes							
BVA1650	☐	Aluminium		☒	☒		
BVA1660	☐	Anti-dérapantes noires		☐	☐		
BVA1670	☐	Acier inoxydable		☐	☐		
OPTIONS DE CHÂSSIS							
Protège-rayons							
BVA1710	☐	Protège-rayons "Frost"		☐	☐		
SECURITE							
Type de freins							
BVA1720	☐	Freins à tirer		☒	☒		
BVA1725	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		☐	☐		
BVA1727	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		☐	☐		
BVA1728	☐	Freins tambour		☐	☐		
Options de sécurité							
Ceintures							
BVA1730	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		☐	☐		
BVA1731	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM	189,57	200,00	600,00 (5)		
BVA1732	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM	189,57	200,00	600,00 (5)		
BVA1733	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM	189,57	200,00	600,00 (5)		
BVA1734	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM	189,57	200,00	600,00 (5)		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							

Rea® Dahlia® 30°				Euros			 1736 / 1737	
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
Harnais								
BVA1736	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)		
BVA1737	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT								
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.								
AUTRES OPTIONS								
Tablettes								
BVA1750	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR/PLV	NC : 1765	125,12	132,00	132,00 (2)	 1750	
BVA1755	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	125,12	132,00	132,00 (2)		
BVA1756	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	125,12	132,00	132,00 (2)	 1756 1757	
BVA1757	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	125,12	132,00	132,00 (2)		
BVA1770	☐	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	125,12	132,00	132,00 (2)	 1770	
BVA1775	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1780	125,12	132,00	132,00 (2)		
Coussins de tablette								
BVA1760	☐	Coussin de tablette		○	○		 1765	
BVA1765	☐	Coussin pour demi-tablette		○	○			
Autres options								
BVA1780	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		○	○			
BVA1810	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1870, 1900	313,74	331,00	331,00 (11)		
BVA1860	☐	Attache pour harnais		○	○		 1860	
BVA1870	☐	Tube basculeur	NC : 1900	23,70	25,00			
BVA1890	☐	Accroches taxi		○	○			
BVA1900	☐	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		473,93	500,00	500,00 (10)		
BVA1920	☐	Tige porte-sérum		○	○			
BVA1930	☐	Kit de limitation d'angle		○	○			
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 €								
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €								
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €								
(10) code LPPR : 9982186 - VPH, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €								
(13) code LPPR : 9912139 - VPH, Adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie								
TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise								
	Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière			
	330	10°-(20°)*	30°	4"	20"			
	350	20°-(30°)*	20°-(30°)**	5"	20"			
	350	10°-(20°)*	30°	5"	22"			
	380	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	20"			
	400	30°	20°-(30°)**	6"	20"			
	400	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	22"			
	430	30°	20°-(30°)**	6"	22"			
	430	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	24"			
	450	30°	20°-(30°)**	6", 8"	24"			
	500	30°	30°	8"	20"			
* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil								
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil								