

FRMP



Retrouvez la version Assist et les nouveaux packs de positionnement PAP

Nouveau : gouttière hémiplegique et appuis palmaires disponibles via Unique

Prix public TTC (LPPR/PLV)

2 753,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 3 : 375,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Appui pour le pied et dispositif d'anti-bascule	De série sur le châssis
Inclinaison d'assise	Jusqu'à 45°* par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques *cf tableau en fin de fiche de mesure
Largeur hors tout réduite	+180 mm avec roues 20", 22", 24"
Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
Poids total	A partir de 35 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1850)
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint , Matrx et Vicair
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Dahlia [®] 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
BXA0015	☐	Rea [®] Dahlia [®] 45° FRMP - Code LPPR : 9539433		2 609,48	2 753,00	2 753,00
TYPES DE PROPULSION						
BXA0020	☐	Version Assist (roues 16")		○	○	
BXA0035	☐	Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1548	◆	◆	
BXA0042	☐	Kit Dual HR [™] à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120 - 0160, 0180, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770	257,09	271,23	271,23 (6)
BXA0044	☐	Kit Dual HR [™] à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120 - 0160, 0180, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546, 1770	257,09	271,23	271,23 (6)
PACKS DE POSITIONNEMENT						
BXA0046	☐	PACK 1 : Coussin d'assise Vicair au choix + Coussin de dossier Vicair au choix + Ceinture BodyPoint au choix + Appui-joue		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)
BXA0047	☐	PACK 2 : Coussin d'assise Matrx Libra ou Flo-tech Solution Xtra + Dossier Matrx au choix + Harnais BodyPoint au choix + Ceinture Bodypoint au choix + Appui-joue		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)
ASSISE						
Largeur d'assise						
BXA0050	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1770	○	○	
BXA0060	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○	
BXA0070	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BXA0080	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BXA0090	☐	Livré avec réglage + 100 mm		○	○	
BXA0100	☐	Livré sans pré-réglage	NC : 0420, 0430	◆	◆	
Profondeur d'assise						
BXA0110	☐	Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BXA0120	☐	350 mm (uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20" ou 16")	NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1465, 1475	○	○	
BXA0130	☐	380 mm (uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22" ou 16")	NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1465, 1475	○	○	
BXA0140	☐	400 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 20")	NC : 0630, 1395, 1400, 1465, 1475	○	○	
BXA0150	☐	430 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 20" ou 22")	NC : 0630, 1395, 1400, 1465, 1475	○	○	
BXA0160	☐	450 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 22" ou 24")	NC : 1395, 1400, 1465, 1475	◆	◆	
BXA0170	☐	480 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" ou 8" et roues arrière de 24" ou 16")	NC : 1395, 1400	○	○	
BXA0180	☐	500 mm (uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 16")	NC : 1395, 1400, 1415, 1435	○	○	
Coussin d'assise						
BXA0220	☐	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0290, 0305	◆	◆	
BXA0230	☐	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		○	○	
BXA0240	☐	Matrx Contour Visco _{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm	NC : 0290, 0300, 0305	76,78	81,00	81,00 (12)
BXA0243	☐	Matrx Libra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
BXA0246	☐	Flo-tech Solution Xtra - hauteur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
BXA0260	☐	Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0290, 0300, 0305	568,72	600,00	600,00 (5)
BXA0270	☐	Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0290, 0300, 0305	568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur de coussin, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
BXA0324	☐	Courte (405 mm pour Libra , 430 mm pour Solution Xtra)		○	○	
BXA0325	☐	Long : 455 mm		◆	◆	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément pour appui-tête réglable, DHCare - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (6) code LPPR : 9916456 - VHP, adjonction, système de conduite à double main courante pour FRMP - 271,23 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						

0230
0240




Rea® Dahlia® 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Premier accessoire de positionnement facultatif, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
BXA0310	☐	Biseau fessier, la paire		○	○	
BXA0311	☐	Plot d'abduction		○	○	
BXA0312	☐	Biseau latéral		○	○	
BXA0313	☐	Biseau crural		○	○	
Second accessoire de positionnement facultatif, uniquement pour coussins Libra et Solution Xtra						
BXA0314	☐	Biseau fessier, la paire		○	○	
BXA0315	☐	Plot d'abduction		○	○	
BXA0316	☐	Biseau latéral		○	○	
BXA0317	☐	Biseau crural		○	○	
Coloris des garnitures de coussin						
BXA0290	☐	Velours noir (TR35)		○	○	
BXA0300	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BXA0305	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
DOSSIER						
Extension largeur entre tube de dossier						
BXA0330	☐	+ 50 mm	NC : 0595	○	○	
BXA0340	☐	Sans extension de largeur		◆	◆	
Type de dossier						
BXA0350	☐	Dossier Matrx Elite E2		568,72	600,00	600,00 (4)
BXA0360	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2		568,72	600,00	600,00 (4)
BXA0370	☐	Plaque de dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0420, 0430, 0450, 0470, 0480, 0515	○	○	
BXA0390	☐	Plaque de dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0450, 0515	○	○	
BXA0400	☐	Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0486	◆	◆	
BXA0405	☐	Dossier Flex 3 + - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm <i>Permet un double réglage en inclinaison du haut et du bas du dossier</i>	NC : 0486	189,57	200,00	600,00 (4)
Hauteur de dossier						
BXA0413	☐	Hauteur 410 mm - fixations Mini		○	○	
BXA0415	☐	Hauteur 460 mm - fixations Standard		○	○	
BXA0417	☐	Hauteur 510 mm - fixations Standard		◆	◆	
Largeur du dossier Matrx						
BXA0421	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BXA0422	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BXA0423	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BXA0424	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BXA0425	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BXA0426	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur du dossier Flex3						
BXA0420	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BXA0430	☐	Livré avec réglage + 100 mm		○	○	
BXA0440	☐	Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Coussin de dossier						
BXA0450	☐	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		◆	◆	
BXA0460	☐	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0515	○	○	
BXA0470	☐	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0515, 0535	○	○	
BXA0480	☐	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 0515	○	○	
BXA0484	☐	Vicair Multifonction	NC : 0515, 0520, 0530, 0535	568,72	600,00	600,00 (4)
BXA0486	☐	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	NC : 0515, 0520, 0530, 0535	568,72	600,00	600,00 (4)
Coussin de dossier Extra large						
BXA0515	☐	Latéral , plat et large XL (+5 mm par rapport à 0490)		○	○	
Garniture de dossier						
BXA0520	☐	Velours noir (TR35)		○	○	
BXA0530	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BXA0535	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						


0370


0390


0400


0405


0450


0460


0470


0480





0370



0390



0400



0405



0450



0460











0470



0480



Rea® Dahlia® 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Poignées à pousser						
BXA0540	☐	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		○	○	
BXA0550 BXA0560 BXA0570	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		○	○	
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BXA0580	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXA0595	☐	ELECTRIQUE par télécommande, bascule de dossier électrique incluse - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0600, 0620, 0630, 1770, 1860	947,87	1 000,00	Sur devis (9)
Inclinaison du dossier						
BXA0600	☐	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXA0620	☐	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BXA0630	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0640, 0650, 0655, 0660, 0670, 0690, 0710, 0720, 0740, 0760, 0770, 0790, 0810, 0830, 0850, 1000, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313	○	○	
Position des potences et repose-jambes						
BXA0640	☐	Position standard		◆	◆	
BXA0650	☐	Position haute (+50 mm)		○	○	
BXA0655	☐	Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0690, 0740	○	○	
Potence gauche, escamotable et amovible						
BXA0660	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0790, 1290	◆	◆	
BXA0670	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BXA0690	☐	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0790, 0810, 1290, 1300, 1310	○	○	
Potence droite, escamotable et amovible						
BXA0710	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0830, 1290	◆	◆	
BXA0720	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BXA0740	☐	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0830, 0850, 1290, 1300, 1310	○	○	
PALETTES						
Palette monobloc						
BXA0760	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0630, 0660, 0690, 0710, 0740, 0790, 0830, 1311, 1312, 1313	○	○	
BXA0770	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0790, 0810, 0830, 0850, 1311, 1312, 1313	○	○	
Palette gauche, relevable et réglable en hauteur						
BXA0790	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0660, 0690, 0760, 0770	○	○	
BXA0810	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆	
Palette droite, relevable et réglable en hauteur						
BXA0830	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0710, 0740, 0760, 0770	○	○	
BXA0850	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis						

Rea® Dahlia® 45°				Euros						
				Prix Public		LPPR/PLV				
				HT	TTC					
ACCOUDOIRS										
Accoudoir gauche, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur (verrou d'accoudoir inclus)										
BXA0860	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1717	○	○					
DE258654	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir BXA0860	Fabrication spéciale, choisir BXA0860 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)				
DE260269	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir BXA0860	Fabrication spéciale, choisir BXA0860 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)				
DE258657	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir BXA0860	Fabrication spéciale, choisir BXA0860 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)				
BXA0870	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1717	◆	◆					
BXA0875	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1717	○	○					
BXA0890	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1717, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○					
BXA0910	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○					
Accoudoir droit, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur (verrou d'accoudoir inclus)										
BXA0920	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1716	○	○					
DE258653	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire plat et accoudoir BXA0920	Fabrication spéciale, choisir BXA0920 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)				
DE260268	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire bombé et accoudoir BXA0920	Fabrication spéciale, choisir BXA0920 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)				
DE258656	☐	Gouttière concave HÉMI, avec appui palmaire à corne et accoudoir BXA0920	Fabrication spéciale, choisir BXA0920 NOUVEAU	331,75	350,00	600,00 (4)				
BXA0930	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1716	◆	◆					
BXA0935	☐	Confort, réglable en hauteur de 280 à 370 mm	NC : 0985, 1716	○	○					
BXA0950	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0985, 1710, 1715, 1716, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○					
BXA0970	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○					
OPTIONS										
Options d'accoudoir										
BXA0980	☐	Coussin latéral rembourré		○	○					
BXA0985	☐	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		○	○					
Options d'assise										
BXA0990	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		○	○					
BXA1000	☐	Plot d'abduction	NC : 1020	236,97	250,00	600,00 (5)				
BXA1010	☐	Plaquette d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire		○	○					
BXA1020	☐	Plaquette pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		○	○					
Options de dossier										
Appuis-tête										
BXA1040	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1047, 1060, 1070	◆	◆					
BXA1060	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1047, 1050, 1070	○	○	○				
BXA1041	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1050, 1070	○	○	○				
BXA1046	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1050, 1070	○	○	○				
Fixation appuis-tête Matrix										
BXA1047	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		○	○					
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément pour appui-tête réglable, Invacare - 160,00 €										
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €										
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €										

Rea® Dahlia 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Autres options appuis-tête						
BXA1050	☐	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1060, 1070	☐	☐	
BXA1070	☐	Appui-nuque		☐	☐	
BXA1090	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		☐	☐	
Cale-tronc gauche						
BXA1100	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		94,79	100,00	600,00 (4)
BXA1180	☐	Cale-tronc gauche, escam., amov., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Cale-tronc droit						
BXA1110	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		94,79	100,00	600,00 (4)
BXA1190	☐	Cale-tronc droit, escam., amov. , réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	600,00 (4)
Autres options de dossier						
BXA1240	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		☐	☐	
BXA1260	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		☐	☐	
Options de potences / palettes						
BXA1290	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		☐	☐	
BXA1300	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		☐	☐	
BXA1310	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		☐	☐	
BXA1311	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
BXA1312	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
BXA1313	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BXA1320	☐	Bleu		◆	◆	
BXA1330	☐	Gris		○	○	
BXA1340	☐	Rouge		○	○	
BXA1350	☐	Champagne		○	○	
BXA1360	☐	Vert pétrole		○	○	
BXA1365	☐	Sans couleur de bande réfléchissante		○	○	
Fixation des fourches						
BXA1370	☐	Fixes		◆	◆	
BXA1380	☐	Axes à démontage rapide		○	○	
Roues avant						
BXA1395	☐	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○	
BXA1400	☐	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○	
BXA1415	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple (bandage gris jusqu'à mi Mars)		○	○	
BXA1435	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		◆	◆	
BXA1465	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BXA1475	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BXA1505	☐	16" - 405 mm avec axes fixes		○	○	
BXA1515	☐	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1542, 1546, 1548, 1585, 1630	○	○	
BXA1525	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1630	○	○	
BXA1535	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



1070



1100
1110




1311 / 1312 / 1313



1320 1330
1350 1340
1360



1070

1100
1110

1311 / 1312 / 1313



1360

Rea® Dahlia® 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Type de roues arrière, livré dans la position la plus passive - réglable sur 8 cm pour une position plus active						
BXA1542	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1620, 1630	◆	◆	
BXA1544	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BXA1546	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1595	○	○	
BXA1548	☐	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1565, 1610, 1620, 1630, 1670	○	○	
Type de revêtement roues arrière						
BXA1565	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
BXA1585	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BXA1595	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
Mains-courantes						
BXA1610	☐	Aluminium		◆	◆	
BXA1620	☐	Anti-dérapantes noires		○	○	
BXA1630	☐	Acier inoxydable		○	○	
OPTIONS DE CHÂSSIS						
Protège-rayons						
BXA1670	☐	Protège-rayons "Frost"		○	○	
SECURITE						
Freins						
BXA1680	☐	Freins à tirer		◆	◆	
BXA1685	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		○	○	
BXA1687	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		○	○	
Ceintures						
BXA1690	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		○	○	
BXA1691	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BXA1692	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BXA1693	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
BXA1694	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)
Harnais						
BXA1696	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)
BXA1697	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BXA1710	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR/PLV	NC : 1725	125,12	132,00	132,00 (2)
BXA1715	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1725	125,12	132,00	132,00 (2)
BXA1716	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1720	125,12	132,00	132,00 (2)
BXA1717	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1720	125,12	132,00	132,00 (2)
BXA1730	☐	Tablette escamotable	NC : 1740	125,12	132,00	132,00 (2)
BXA1735	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1740	125,12	132,00	132,00 (2)
Coussins de tablette						
BXA1720	☐	Coussin de tablette	NC : 1730, 1735	○	○	
BXA1725	☐	Coussin pour demi-tablette	NC : 1730, 1735	○	○	


Standard


1" 1.3/8" 1.3/8"
1595 1565 1585


1690


1691 / 1692


1693 / 1694


1696 / 1697


1710


1716
1717


1730


1735


1715

Rea® Dahlia® 45°			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
Autres options						
BXA1740	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		○	○	
BXA1770	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1830, 1860	313,74	331,00	331,00 (13)
BXA1820	☐	Attache pour harnais		○	○	
BXA1830	☐	Tube basculeur	NC : 1860	23,70	25,00	
BXA1850	☐	Accroche-taxis		○	○	
BXA1860	☐	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		473,93	500,00	500,00 (10)
BXA1880	☐	Tige porte-sérum		○	○	
BXA1890	☐	Kit de limitation d'angle		○	○	
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 €						
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €						
(13) code LPPR : 9912139 - VPH, Adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie						



1725



1820



TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
350	30°-(30°)*	30°	4"	20"
380	45°	10°-(30°)**	5"	20"
380	30°-(30°)*	30°	5"	22"
400	45°	30°	6"	20"
430	45°	30°	6"	20"
430	45°	30°	6"	22"
450	45°	30°	6"	22"
450	45°	30°	6"	24"
480	45°	30°	6", 8"	24"
* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil				
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil				