

FMPR



VERSION TRANSIT

VERSION AJUSTABLE et
VERSION FIXE

NOUVEAU

Clematis Pro One S en
largeur FIXE & Clematis
Pro One S en version
TRANSIT

Prix public TTC (LPPR/PLV)

à partir de **780,17 € TTC**

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins
- Ergothérapeutes



UNIQUE
Designed by you. Built by us.

Informations client		Caractéristiques produit	
Date:		Matière	Acier
Référence d'achat :		Largeur d'assise	390 mm à 540 mm, selon modèles
Code client :		Profondeur d'assise	Réglable en continu de 430 à 500 mm
Cachet du distributeur :		Appui pour le pied et dispositif d'anti-basculer	De série sur le châssis
		Inclinaison d'assise	0° à 25° par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
		Accoudoirs	Réglables jusqu'à + 25 mm par côté
		Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
		Coloris	Beige Nacré
		Poids total	A partir de 30 kg
		Motorisations	Compatible avec e-motion M25 , e-fix E35 , Viamobil V25 et Viaplus V12
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHcARE Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHcARE®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHcARE Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant "sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Descriptif des caractéristiques communes pour les versions manuelles

- Largeurs d'assise réglables (supports d'accoudoirs avec 2 positions) : 390 - 440 / 440 - 490 / 490 - 540 mm / 540 - 590 mm

- Profondeur d'assise ajustable en continu (430 à 500 mm) par système de tiroir

- Hauteur sol/siège avant 450 mm, réglable à 400 mm

- Plaque de dossier rigide avec coussin de dossier Laguna

- Appui-nuque multi-réglable

- Accoudoirs réglables en largeur jusqu'à + 25 mm par côté sur les versions AJUSTABLES, FIXES et TRANSIT

- Roues arrière : 24" x 1.3/8" bandage noir ou 12" bandage noir sur les versions Transit

- Roues avant 6" bandage noir (150 x 30) - toutes versions

- Paire de roulettes anti-basculer escamotables et réglables en hauteur

- Freins au pied tierce-personne sur les versions TRANSIT

- Pour les versions ajustables : repose-jambes réglables en largeur (+ 50 mm par côté), en angle avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur

- Pour les versions fixes : repose-jambes réglables uniquement en angle avec palettes réglables en profondeur



	Clematis Pro One S largeur ajustable	Clematis Pro One S châssis fixe	Clematis Pro One S transit
Réglages en largeur des accoudoirs	✓	✓	✓
Réglage en profondeur de l'assise	✓	✓	✓
Réglage en largeur des repose-jambes	✓	✗	✗
Taille des roues arrière	24"	24"	12"
Freins	Freins utilisateur	Freins utilisateur	Freins au pied tierce-personne

Pour encore plus de personnalisation, versions configurables disponibles : voir fiches de mesures du Clematis Pro et Pro E-tilt Configurables !

Rea® Clematis® Pro One S Visco - largeur FIXE		NOUVEAU		Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Avec manchettes Confort + coussin d'assise Matrx Contour Visco NG						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPPR : 780,17 € + 1204839 - Matrx Contour ViscoNG : 81,00 €, soit : 861,17 €						
DV1682359	Largeur d'assise 390 mm	816,27	861,17	861,17		
DV1682360	Largeur d'assise 440 mm	816,27	861,17	861,17		
DV1682361	Largeur d'assise 490 mm	816,27	861,17	861,17		
Rea® Clematis® Pro One S - largeur FIXE		NOUVEAU		Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Avec manchettes Confort + coussin d'assise mousse standard						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPPR : 780,17 €						
DV1682362	Largeur d'assise 390 mm	739,50	780,17	780,17		
DV1682363	Largeur d'assise 440 mm	739,50	780,17	780,17		
DV1682364	Largeur d'assise 490 mm	739,50	780,17	780,17		
Rea® Clematis® Pro One S Visco - largeur AJUSTABLE				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Avec manchettes Confort + coussin d'assise Matrx Contour Visco NG						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPPR : 780,17 € + 1204839 - Matrx Contour ViscoNG : 81,00 €, soit : 861,17 €						
DV1676341	Largeur d'assise 390 mm, réglable à 440 mm	816,27	861,17	861,17		
DV1676342	Largeur d'assise 440 mm, réglable à 490 mm	816,27	861,17	861,17		
DV1676343	Largeur d'assise 490 mm, réglable à 540 mm	816,27	861,17	861,17		
DV1682353	Largeur d'assise 540 mm, réglable à 590 mm	816,27	861,17	861,17		
Rea® Clematis® Pro One S - largeur AJUSTABLE				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Avec manchettes Confort + coussin d'assise mousse standard						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPPR : 780,17 €						
DV1676344	Largeur d'assise 390 mm, réglable à 440 mm	739,50	780,17	780,17		
DV1676345	Largeur d'assise 440 mm, réglable à 490 mm	739,50	780,17	780,17		
DV1676346	Largeur d'assise 490 mm, réglable à 540 mm	739,50	780,17	780,17		
DV1682354	Largeur d'assise 540 mm, réglable à 590 mm	739,50	780,17	780,17		
Rea® Clematis® Pro One Transit S Visco -largeur FIXE		NOUVEAU		Euros		
				Prix	LPPR/PLV	
Avec manchettes Confort + coussin d'assise Matrx Contour Visco NG + freins au pied tierce-personne						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPPR : 780,17 € + 1204839 - Matrx Contour ViscoNG : 81,00 €, soit : 861,17 €						
DV1682365	Largeur d'assise 390 mm	816,27	861,17	861,17		
DV1682366	Largeur d'assise 440 mm	816,27	861,17	861,17		
DV1682367	Largeur d'assise 490 mm	816,27	861,17	861,17		
Rea® Clematis® Pro One Transit S - largeur FIXE		NOUVEAU		Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Avec manchettes Confort + coussin d'assise mousse standard + freins au pied tierce-personne						
Code LPPR : 9536736 - VPH, Achat neuf, FMPPR : 780,17 €						
DV1682368	Largeur d'assise 390 mm	739,50	780,17	780,17		
DV1682369	Largeur d'assise 440 mm	739,50	780,17	780,17		
DV1682370	Largeur d'assise 490 mm	739,50	780,17	780,17		


Rea®Clematis® Pro One S - les accessoires			Euros		
			Prix Public	LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION		HT	TTC	
ACCESSOIRES (livrés séparément)					
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.					
1631220	Invacare Matrx Contour ViscoNG , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 355 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 100 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631221	Invacare Matrx Contour ViscoNG , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 405 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 120 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631223	Invacare Matrx Contour ViscoNG , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 455 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 130 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631224	Invacare Matrx Contour ViscoNG , portance très ferme. Hauteur 90 mm, largeur 505 mm, profondeur 530 mm. Poids max utilisateur : 140 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
1631222	Invacare Matrx Contour ViscoNG , portance très ferme. Hauteur 80 mm, largeur 555 mm, profondeur 530 mm. Poids minimum utilisateur : 60 kg. Poids max utilisateur : 140 kg		67,50	81,00	81,00 (12)
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €					
Rea®Clematis® Pro One S			Euros		
			Prix Public	LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION		HT	TTC	
AP1681997	Cale-tronc gauche, escamotable, amovible, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	
AP1681998	Cale-tronc droit, escamotable, amovible, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur	NOUVEAU	118,48	125,00	
AP1663114	Plot d'abduction, Revêtement PU bi-extensible noir		237,91	251,00	
AP1440897	Tige porte-sérum avec support		100,47	106,00	
AP1570748	Tablette amovible et réglable en profondeur pour largeur 390 mm	Compatible gouttières étroites	125,12	132,00	
AP1570749	Tablette amovible et réglable en profondeur pour largeur 440 mm	Compatible gouttières étroites	125,12	132,00	
AP1570775	Tablette amovible et réglable en profondeur pour largeurs 490 mm et 540 mm	Compatible gouttières étroites	125,12	132,00	
AP1572460	Goupilles de verrouillage pour tablette, la paire		28,44	30,00	
AP1667776	Demi-tablette transparente escamotable à gauche avec accoudoir manchette étroite		125,12	132,00	
AP1667777	Demi-tablette transparente escamotable à droite avec accoudoir manchette étroite		125,12	132,00	
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche		90,05	95,00	
AP1667778	Kit transit : roues bandage de 12" avec axes à démontage rapide et freins au pied, la paire		105,21	111,00	
SP1563951	Sangle appui-mollets confort, rembourrée, revêtement PU noir bi-extensible		119,43	126,00	
AP1662853	Dossier souple largeur 390 mm		78,67	83,00	
AP1662854	Dossier souple largeur 440 mm		78,67	83,00	
AP1662855	Dossier souple largeur 490 mm		78,67	83,00	
AP1672076	Dossier souple largeur 540 mm		78,67	83,00	
AP1662850	Plaque de dossier rigide largeur 390 mm		78,67	83,00	
AP1662851	Plaque de dossier rigide largeur 440 mm		78,67	83,00	
AP1662852	Plaque de dossier rigide largeur 490 mm		78,67	83,00	
AP1671961	Plaque de dossier rigide largeur 540 mm		78,67	83,00	
AP1667773	Dossier réglable en tension largeur 390 mm avec poignées de poussée		173,46	183,00	
AP1667774	Dossier réglable en tension largeur 440 mm avec poignées de poussée		173,46	183,00	
AP1667775	Dossier réglable en tension largeur 490 mm avec poignées de poussée		173,46	183,00	
AP1671960	Dossier réglable en tension largeur 540 mm avec poignées de poussée		173,46	183,00	
 Plot d'abduction  Tablette amovible  Demi-tablette et coussin					



Contour ViscoNG



Cale tronc v25

Rea®Clematis® Pro One S				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130