



Découvrez les Packs de
Positionnement Matrx et
Vicaïr !
Découvrez nos nouvelles
planches de transfert (*En bas
de la fiche tarif*)

Prix public TTC (LPPR/PLV)

6 276,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)


Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)



SMOOV

SMOOV 100% LPPR
Prise en charge : 3.500 €

Sacoche
de transport
offerte



E-PILOT

100% prise en charge à la LPPR



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Rigide
Référence d'achat :		Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Code client :		Potences	Fixes
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe ou rabattable sur l'assise
		Poids total*	6,8 kg
		Poids de transport	4,3 kg
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicaïr , Matrx et Bodypoint
		Motorisation en option montée	alber e-motion
		Poids max utilisateur	100 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix


Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
DSA0085	☐	Küschall® The KSL FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00
TYPE DE DOSSIER						
DSA0100	☐	Dossier fixe		○	○	
DSA0120	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise (+ 20 mm de largeur hors-tout)		○	○	
DOSSIER RABATTABLE TYPE K-SERIES						
	☐	Dossier rabattable sur l'assise type K-series avec protège-vêtements rabattables	Fabrication spéciale	○	○	
	☐	Dossier rabattable sur l'assise type K-series avec garde-boue amovibles	Fabrication spéciale	○	○	
	☐	Dossier rabattable sur l'assise type K-series avec garde-boue fixes incluant glissières	Fabrication spéciale	○	○	
FABRICATION SPECIALE Délai supplémentaire + 20 jours						
DSA0000	☐	Unique - Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)
USA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par USA****		Sur demande de fabrication spéciale		
PACK POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DSA0220	☐	Pack de positionnement Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DSA2300 à DSA2315) - Coussin Matrx Libra (DSA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DSA7810 à DSA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 410/435 mm, 1315, 1430	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DSA0230	☐	Pack de positionnement Matrx MX2 & Vicair incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DSA2300 à DSA2315) - Coussin Matrx Vicair Active O2 (DSA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DSA7810 à DSA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 410/435 mm, 1315, 1430	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DSA1000	☐	Châssis Aluminium , potences 75°		◆	◆	
DSA1010	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75°		○	○	
DSA1020	☐	Châssis Aluminium , potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")		○	○	
DSA1030	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
	☐	Barre de préhension soudée sous l'assise derrière le trou de fixation centrale de la toile d'assise (poids additionnel environ 170 g et peinture du coloris du châssis)		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						


Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - THE KSL TOUT SOUDÉ, CHASSIS SK, ASSISE ERGONOMIQUE						
USA1270	☐	The KSL tout soudé - barre de préhension soudée incluse - Si une roulette anti-bascule est nécessaire, le DE262033 doit être commandé séparément		NC : 7500, 7510, 7520 Délai : + 3 semaines	☐	☐
	☐	Option SK : châssis avant rabattable avec système de verrouillage Attention : supplément appliqué si repose-pieds titane ou aluminium		Fabrication spéciale Délai : + 3 semaines	☐	☐
UN1685623	☐	Assise ergonomique - Merci d'indiquer la longueur de la surface plane en mm		Délai : + 4 semaines 	142,18	150,00
Largeur d'assise (SW)						
DSA1315	☐	340 mm		NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	☐	☐
DSA1320	☐	360 mm		NC : 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748	☐	☐
DSA1325	☐	380 mm		NC : 2364, 2366, 2744	☐	☐
DSA1330	☐	400 mm		NC : 2360, 2364, 2366, 2740, 2744	☐	☐
DSA1335	☐	420 mm		NC : 2360, 2362, 2366, 2740	☐	☐
DSA1340	☐	440 mm		NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742	☐	☐
Profondeur d'assise (SD)						
DSA1430	☐	385 mm		NC : 2720, 2744, 7810, 7820, 7830	☐	☐
DSA1440	☐	410 mm		NC : 2746	☐	☐
DSA1455	☐	435 mm		NC : 2740, 2742	☐	☐
DSA1470	☐	460 mm		NC : 2740, 2742, 2744	☐	☐
DSA1485	☐	485 mm		NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	☐	☐
Hauteur de dossier (BH)						
DSA1605	☐	270 mm		NC : 2210	☐	☐
DSA1610	☐	285 mm		NC : 2210, 2300	☐	☐
DSA1615	☐	300 mm			☐	☐
DSA1620	☐	315 mm	DSA1625 ☐	330 mm	☐	☐
DSA1630	☐	345 mm	DSA1635 ☐	360 mm	☐	☐
DSA1640	☐	375 mm	DSA1645 ☐	390 mm	☐	☐
DSA1650	☐	405 mm	DSA1655 ☐	420 mm	☐	☐
Hauteur d'assise avant (FSTF)						
DSA1740	☐	450 mm		NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420	☐	☐
DSA1745	☐	460 mm		NC : 1845, 1850, 1855, 1860	☐	☐
DSA1750	☐	470 mm		NC : 1850, 1855, 1860	☐	☐
DSA1755	☐	480 mm		NC : 1855, 1860	☐	☐
DSA1760	☐	490 mm		NC : 1860	☐	☐
DSA1765	☐	500 mm			☐	☐
DSA1770	☐	510 mm		NC : 1820	☐	☐
DSA1775	☐	520 mm		NC : 1820, 1825	☐	☐
DSA1780	☐	530 mm		NC : 1820, 1825, 1830, 6410	☐	☐
Hauteur d'assise arrière (RSTF) FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 20 mm						
DSA1820	☐	400 mm		NC : 6420	☐	☐
DSA1825	☐	410 mm			☐	☐
DSA1830	☐	420 mm			☐	☐
DSA1835	☐	430 mm			☐	☐
DSA1840	☐	440 mm	DSA1845 ☐	450 mm	☐	☐
DSA1850	☐	460 mm	DSA1855 ☐	470 mm	☐	☐
DSA1860	☐	480 mm			☐	☐





Küschall® THE KSL					Euros		
					Prix Public		LPPR/PLV
					HT	TTC	
Distance UL (LLL) fauteuil Avec châssis 75°: FSTF - 100 mm < LLL < FSTF - 30 mm et Avec châssis 90° FSTF - 80 mm < LLL ≤ FSTF- 40 mm							
DSA1930	☐	350 mm			○	○	
DSA1932	☐	360 mm	DSA1934	☐	370 mm	○	○
DSA1936	☐	380 mm	DSA1938	☐	390 mm	○	○
DSA1940	☐	400 mm	DSA1942	☐	410 mm	○	○
DSA1944	☐	420 mm			○	○	
DSA1946	☐	430 mm			◆	◆	
DSA1948	☐	440 mm	DSA1950	☐	450 mm	○	○
DSA1952	☐	460 mm	DSA1954	☐	470 mm	○	○
DSA1956	☐	480 mm	DSA1958	☐	490 mm	○	○
DSA1960	☐	500 mm			○	○	
TYPE DE DOSSIER							
Options de tubes de dossier							
DSA2110	☐	Dossier fixe			○	○	
DSA2140	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise			○	○	
Garniture de dossier							
DSA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440		◆	◆	
DSA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440		○	○	
DSA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440		○	○	
DSA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440		○	○	
DSA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé			○	○	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back							
USA2241	☐	Jaune Fluo			113,74	120,00	
USA2242	☐	Rose Fluo			113,74	120,00	
USA2243	☐	Bleu			113,74	120,00	
USA2244	☐	Blanc			113,74	120,00	
USA2245	☐	Rouge			113,74	120,00	
USA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients			Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back							
USA2246	☐	Smiley			170,62	180,00	
USA2248	☐	Aventurier			170,62	180,00	
USA2249	☐	Beauté Sakura			170,62	180,00	
USA2250	☐	Cactus Souriant			170,62	180,00	
USA2251	☐	Logo Kuscall : merci de passer par notre Service Clients			Sur demande de fabrication spéciale		
USA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution			Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier							
USA2253	☐	Smiley			132,70	140,00	
USA2255	☐	Aventurier			132,70	140,00	
USA2256	☐	Beauté Sakura			132,70	140,00	
USA2257	☐	Cactus Souriant			132,70	140,00	
USA2259	☐	Explosion de couleurs			132,70	140,00	
USA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution			Sur demande de fabrication spéciale		
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg							
DSA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)			568,72	600,00	600,00 (4)
DSA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)			568,72	600,00	600,00 (4)
DSA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)			568,72	600,00	600,00 (4)
DSA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)			568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							

UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin






MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



MX2 : seulement
140g de plus qu'un
dossier réglable en
tension !



2300, 2305, 2310,
2315


Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Largeur du dossier Matrx						
DSA2360	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		☐	☐	
DSA2362	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		☐	☐	
DSA2364	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		☐	☐	
DSA2366	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		☐	☐	
DSA2368	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		☐	☐	
Poignées à pousser						
DSA2400	☐	Sans poignée		☐	☐	
DSA2410	☐	Standards courtes		☐	☐	
DSA2420	☐	Standards longues		☐	☐	
DSA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		☐	☐	
DSA2450	☐	Rabattables		☐	☐	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DSA2500	☐	74°	DSA2520	☐	78°	
DSA2540	☐	82°				
DSA2560	☐	86°	DSA2580	☐	90°	
TOILE D'ASSISE						
DSA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce		☐	☐	
DSA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		☐	☐	
DSA2620	☐	Réglable en tension		☐	☐	
DSA2630	☐	Toile Air Light - 60 g		☐	☐	
DSA2640	☐	Plaque d'assise rigide (en bois, 1,7 kg)		☐	☐	
UNIQUE - Surpiquûres sur la garniture d'assise						
USA2602	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00	
USA2603	☐	Rose Fluo		113,74	120,00	
USA2604	☐	Bleu		113,74	120,00	
USA2605	☐	Blanc		113,74	120,00	
USA2606	☐	Rouge		113,74	120,00	
USA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
DSA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)
DSA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 410 et 435 mm	426,54	450,00	600,00 (5)
DSA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
DSA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DSA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)
DSA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)
DSA2748	☐	Coussin Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)
DSA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	568,72	600,00	600,00 (5)
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						

Largeur du dossier Matrx en mm					
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460
360					
380					
400					
420					
440					



2450

Angle de dossier
BA





2600




2601




2630

Largeur du dossier Matrx en mm					
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460
360					
380					
400					
420					
440					



Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
DSA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	 2810
DSA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	 2820
DSA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	 2830
DSA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	 2840
DSA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	 2850
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
DSA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐	
DSA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐	
DSA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐	
DSA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐	
DSA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐	
Base rigide						
DSA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	☐	☐	 2860
REPOSE-PIEDS						
Repose-pieds / palette monobloc						
DSA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		☐	☐	 3200
DSA3210	☐	Repose-pieds en titane (-145 g)		☒	☒	 3210
DSA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	☐	☐	
Socle plastique vissé pour repose-pieds						
DSA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		☐	☐	
Sangles						
DSA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		☒	☒	 3305
DSA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnées derrière les potences		☐	☐	
GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS (+0 à 10 mm de largeur d'assise)						
DSA3410	☐	Protège-vêtements fixes en carbone		☒	☒	
DSA3430	☐	Garde-boue fixes en carbone	NC : 6553, 7230	☐	☐	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DSA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		☐	☐	
DSA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		☐	☐	
DSA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	☐	☐	
DSA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		☐	☐	
DSA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		☐	☐	
DSA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		☐	☐	
DSA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		☐	☐	
DSA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		☐	☐	
DSA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		☐	☐	
DSA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		☐	☐	
DSA4170	☐	Orange Dynamite		☐	☐	
DSA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		☐	☐	
USA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00	Délai supplémentaire + 15 jours
USA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00	
USA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00	
USA4104	☐	Prune		750,71	792,00	



Délai supplémentaire + 15 jours

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
USA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . ou - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL	sur devis			
UNIQUE - Vernis céramique						
USA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris USA410*</i>)	643,60	679,00		
Style de décalcomanie						
DSA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis	☐	☐		
DSA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	☒	☒		
DSA4197	☐	Sans décalcomanie	☐	☐		
Coloris de la décalcomanie Bold						
DSA4200	☐	Noir	☐	☐		
DSA4210	☐	Gris Foncé	☐	☐		
DSA4220	☐	Gris Clair	☐	☐		
DSA4230	☐	Rouge	☐	☐		
DSA4240	☐	Bleu	☐	☐		
DSA4250	☐	Doré	☐	☐		
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis						
USA4252	☐	Jaune Fluo - stickers	161,14	170,00		
USA4253	☐	Vert Fluo - stickers	161,14	170,00		
USA4254	☐	Orange Fluo - stickers	161,14	170,00		
USA4255	☐	Rose Fluo - stickers	161,14	170,00		
USA4256	☐	Rouge Fluo - stickers	161,14	170,00		
USA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients	Sur demande de fabrication spéciale			
Coloris de la décalcomanie Tag						
DSA4300	☐	Noir	☐	☐		
DSA4310	☐	Rouge	☐	☐		
Roues avant						
DSA5000	☐	3" x 24 mm - Supersport	☐	☐		
DSA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir	☒	☒		
DSA5100	☐	4" Bandage Soft noir	☐	☐		
DSA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE			
DSA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise	☐	☐		
DSA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir	☐	☐		
DSA5350	☐	5" Bandage Soft noir	☐	☐		
DSA5400	☐	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire	☐	☐		
DSA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE			
DSA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise	☐	☐		
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
USA5502	☐	Rose	104,27	110,00		
USA5504	☐	Orange	104,27	110,00		
USA5506	☐	Bleu	104,27	110,00		
USA5507	☐	Violet Atomique	104,27	110,00		
USA5508	☐	Rouge	104,27	110,00		
USA5509	☐	Doré	104,27	110,00		
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
USA5510	☐	Roulements en céramique	délai +2 semaines	☐	☐	
ROUES ARRIERE						
Support de roues arrière						
USA6050	☐	Position des roues arrière réglable (+/- 1 position) - Fauteuil livré à la position arrière choisie ci-après	Sélectionnez l'option USA0001 pour accéder à cette option			



BOLD



TAG



5000



5200 / 5250 / 5450 / 5500




5350




5050 / 5300

Küschall® THE KSL				Euros																	
				Prix Public		LPPR/PLV															
				HT	TTC																
Position des roues arrière (distance X sur le dessin)																					
DSA6100	☐	140 mm (position 1 sur le <i>K-Series</i>)		☐	☐																
DSA6110	☐	125 mm (position 2 sur le <i>K-Series</i>)		☐	☐																
DSA6120	☐	110 mm (position 3 sur le <i>K-Series</i>)		☒	☒																
DSA6130	☐	95 mm (position 4 sur le <i>K-Series</i>)		☐	☐																
DSA6140	☐	80 mm (position 5 sur le <i>K-Series</i>)		☐	☐																
POSITIONS POSSIBLES DES ROUES ARRIÈRE POUR UN CENTRE DE GRAVITÉ RÉGLABLE <table><tr><td>POSITION 1</td><td>POSITION 2</td><td>POSITION 3</td></tr><tr><td>POSITION 2</td><td>POSITION 1</td><td>POSITION 3</td></tr><tr><td>POSITION 3</td><td>POSITION 2</td><td>POSITION 4</td></tr><tr><td>POSITION 4</td><td>POSITION 3</td><td>POSITION 5</td></tr><tr><td>POSITION 5</td><td>POSITION 3</td><td>POSITION 4</td></tr></table>			POSITION 1	POSITION 2	POSITION 3	POSITION 2	POSITION 1	POSITION 3	POSITION 3	POSITION 2	POSITION 4	POSITION 4	POSITION 3	POSITION 5	POSITION 5	POSITION 3	POSITION 4	Lors du choix de position souhaitée, les deux autres possibilités sont celles qui précèdent et suivent les positions 2, 3 et 4. Pour la position 1, vous pouvez choisir les deux positions supérieures. Pour la position 5, vous pouvez choisir les deux positions inférieures.			
POSITION 1	POSITION 2	POSITION 3																			
POSITION 2	POSITION 1	POSITION 3																			
POSITION 3	POSITION 2	POSITION 4																			
POSITION 4	POSITION 3	POSITION 5																			
POSITION 5	POSITION 3	POSITION 4																			
Carrossage - Barre de carrossage en carbone																					
DSA6200	☐	0°		☐	☐																
DSA6210	☐	3°		☒	☒																
DSA6220	☐	6°	NC : 6950	☐	☐																
Axes à démontage rapide																					
	☐	Axes à démontage rapide standards		☒	☒																
DSA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip (à destination des utilisateurs tétraplégiques)	NC : 6550, 6950	☐	☐																
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)																					
DSA6410	☐	24" - 600 mm		☒	☒																
DSA6420	☐	25" - 635 mm	NC : 6600, 6630, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	☐	☐																
Type des roues arrière																					
DSA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noirs)	24", 25"	☒	☒																
DSA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs en fibre de carbone tréssée) 600g par roue	24", 25"	☐	☐																
USA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25" NC : 6660	1060,66	1119,00																
USA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) - 660g par roue	24", 25" NC : 6660	1140,28	1203,00																
USA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25" NC : 6660	1206,64	1273,00																
USA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25" NC : 6660	1358,29	1433,00																
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy																					
USA6557	☐	Bleu		162,09	171,00																
USA6558	☐	Doré		162,09	171,00																
USA6559	☐	Vert		162,09	171,00																
USA6560	☐	Orange		162,09	171,00																
USA6561	☐	Rouge		162,09	171,00																
USA6562	☐	Violet		162,09	171,00																
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy																					
USA6563	☐	Bleu		162,09	171,00																
USA6564	☐	Doré		162,09	171,00																
USA6565	☐	Gris		162,09	171,00																
USA6566	☐	Vert		162,09	171,00																
USA6567	☐	Orange		162,09	171,00																
USA6568	☐	Rouge		162,09	171,00																
USA6569	☐	Violet		162,09	171,00																
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis																					



6300



6300

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
USA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
USA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
USA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
USA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
USA6579	☐	Roulements en céramique	délai +2 semaines	○	○	
Pneus arrière						
DSA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	○	○	
DSA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect - 24" ou 25" x 1" (protection anti-crevaison)	24", 25"	○	○	
DSA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
Mains-courantes						
DSA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DSA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24"	○	○	
DSA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DSA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"	○	○	
DSA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	○	○	
DSA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"	○	○	
DSA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DSA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DSA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25"	◆	◆	
DSA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25"	○	○	
Protège-rayons, la paire						
DSA6900	☐	Transparent	24", 26"	○	○	
DSA6910	☐	Noir	22", 24", 26"	○	○	
DSA6910	☐	Noir	24", 26"	○	○	

Taille des pneus

MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



6600



6625



6630



6790 6760



6700 6710




6720



6740

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis

Taille des pneus
MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT : 24" : 25-540
25" : 25-559
MBL SPEEDLITE : 24" : 25-540



(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-basculer alber)						
DSA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520	☐	☐	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
UNIQUE - Kits anodisation						
USA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
USA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series) , brides de frein		551,66	582,00	
USA6962	☐	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series) , brides de frein, repose-pied		779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
USA6963	☐	Rouge		☐	☐	
USA6964	☐	Violet		☐	☐	
USA6965	☐	Cuivre		☐	☐	
USA6966	☐	Vert		☐	☐	
USA6967	☐	Orange		☐	☐	
USA6968	☐	Doré		☐	☐	
USA6969	☐	Champagne		☐	☐	
USA6970	☐	Rose Fluo		☐	☐	
USA6971	☐	Bleu		☐	☐	
USA6972	☐	Finition poli miroir		☐	☐	
Freins						
DSA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		☐	☐	
DSA7230	☐	Performance		☐	☐	
DSA7240	☐	Actifs		☐	☐	
DSA7250	☐	Actifs légers		☐	☐	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DSA7500	☐	Droite		☐	☐	
DSA7510	☐	Gauche		☐	☐	
DSA7520	☐	Deux roulettes anti-basculer		☐	☐	
Ceintures						
DSA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DSA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DSA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DSA7900	☐	Montés sur les roues		☐	☐	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DSA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		☐	☐	
Autres						
DSA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25")		71,09	75,00	
DSA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démontage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DSA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DSA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



7210 7230 7240



7250



7500 / 7520

Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.
6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830




8680



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise.
6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830



8680

Küschall® THE KSL				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
ACCESSOIRES								
Planches de transfert								
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun		150,71	159,00		 MH-H01	
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers		150,71	159,00		 MH-T01	
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on		150,71	159,00		 MH-O01	
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural		146,92	155,00		 MH-N01	