

Küschall® CHAMPION



NOUVEAU : Découvrez le
Küschall Champion avec
un châssis **carbone** !

Gain de poids : 430g

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

**100 % pris en charge
par la LPPR !**

SMOOV one, e-pilot
et e-motion .



SMOOV

E-PILOT

e-motion

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Pliant par ciseaux
Référence d'achat :	Matière : Aluminium, châssis hydroformé
Code client :	Potences : Fixes
Cachet du distributeur :	Dossier : Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
	Poids total* : 8,8 kg (carbone) - 9,2 kg (aluminium) - 8,4 kg (Version SL)
	Poids de transport : 6,3 kg (carbone) - 6,7 kg (aluminium) - 5,9 kg (Version SL)
	Positionnement : Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
	Motorisation en option montée : alber e-motion
	Poids max utilisateur : 120 kg (100 kg pour version SL)
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix ☒ Option la plus légère

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
DHA0032	☐	Küschall® Champion® Châssis Aluminium FRMC - Code LPPR 9575297		3 131,31	3 303,53	3303,53
DHA0040	☐	Küschall® Champion® Châssis Carbone Gain de poids : 430g ! FRMC - Code LPPR 9575297	NOUVEAU NC : 1150, 1160, 1170, 1180	3 131,31	3 303,53	3303,53
FABRICATION SPECIALE Délai supplémentaire + 20 jours						
DHA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale		Sur devis (9)
UHA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UCA****		Sur demande de fabrication spéciale		
PACKS POSITIONNEMENT ET PREVENTION D'ESCARRES						
DHA0220	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DHA2300 à DHA2315) - Coussin Matrx Libra (DHA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DHA0230	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DHA2316 à DHA2357) - Coussin Matrx Libra (DHA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DHA0235	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DHA2316 à DHA2357) - Coussin Vicair O2 (DHA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis (pour les châssis avant rétréci : + 30 mm de longueur de châssis et + 40 mm de largeur hors tout pliée)						
DHA1150	☐	Châssis Aluminium 75°		☐	☐	
DHA1160	☐	Châssis Aluminium 90°		☐	☐	
DHA1170	☐	Châssis Aluminium, avant rétréci 75° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)		☐	☐	
DHA1180	☐	Châssis Aluminium, avant rétréci 90° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)		☐	☐	
DHA1185	☐	Châssis Carbone 75° Finition carbone vernis et tag K Rouge sur la potence gauche	NC : 1250, 1260, 1350, tous les coloris de châssis, 4190, 4197, 4300	☐	☐	NOUVEAU
DHA1190	☐	Châssis Carbone 90° Finition carbone vernis et tag K Rouge sur la potence gauche	NC : 1250, 1260, 1350, tous les coloris de châssis, 4190, 4197, 4300	☐	☐	NOUVEAU
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis						

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Option de châssis SK - uniquement avec châssis NON rétréci						
DHA1250	☐	Champion SK : châssis avant rabattable avec système de verrouillage Poids additionnel : +400g sur le fauteuil	NC : 1350, 1924 à 1934, 4190, 8700	○	○	NOUVEAU
UNIQUE - Champion SL						
UHA1260	☐	Champion SL : centre de gravité fixe et fourches soudées - Gain de poids : 800g  Poids max. utilisateur 100 kg	NC : 3490, 6180	○	○	NOUVEAU
Largeur d'assise (SW)						
DHA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000	○	○	 Pour tout renouvellement de fauteuil, nous vous conseillons de refaire intégralement la prise de mesure. Un changement de génération de fauteuil implique des changements de dimensions ainsi que des modifications du positionnement de l'utilisateur. 
DHA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000	○	○	
DHA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○	
DHA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○	
DHA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742	○	○	
DHA1345	☐	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2610, 2740, 2742, 2744	○	○	
DHA1350	☐	480 mm (uniquement avec châssis avant rétréci)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2610, 2740, 2742, 2744	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DHA1405	☐	340 mm	NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744	○	○	
DHA1435	☐	400 mm	NC : 2744	◆	◆	
DHA1445	☐	420 mm		○	○	
DHA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DHA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DHA1480	☐	480 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DHA1615	☐	300 mm	NC : 2200	○	○	
DHA1620	☐	315 mm	NC : 2200	○	○	
DHA1625	☐	330 mm		○	○	
DHA1630	☐	345 mm		○	○	
DHA1635	☐	360 mm		○	○	
DHA1640	☐	375 mm		◆	◆	
DHA1645	☐	390 mm		○	○	
DHA1650	☐	405 mm		○	○	
DHA1655	☐	420 mm		○	○	
DHA1660	☐	435 mm				
DHA1665	☐	450 mm		○	○	
DHA1670	☐	465 mm				
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableaux n°1 & 2 pour taille de roues avant possible en fonction de l'angle du châssis						
DHA1740	☐	450 mm	NC : 1946 à 1960	○	○	RSTF / Tailles des roues AR 24" : 390 - 460 mm 25" : 410 - 480 mm 26" : 430 - 480 mm
DHA1745	☐	460 mm	NC : 1948 à 1960	○	○	
DHA1750	☐	470 mm	NC : 1950 à 1960	○	○	
DHA1755	☐	480 mm	NC : 1952 à 1960	○	○	
DHA1760	☐	490 mm	NC : 1954 à 1960	○	○	
DHA1765	☐	500 mm	NC : 1956 à 1960	◆	◆	
DHA1770	☐	510 mm	NC : 1958, 1960	○	○	
DHA1775	☐	520 mm	NC : 1960	○	○	
DHA1780	☐	530 mm	NC : roues de 3"	○	○	
DHA1785	☐	540 mm	NC : roues de 3" et 4"	○	○	




Pour tout renouvellement de fauteuil, nous vous conseillons de refaire intégralement la prise de mesure. Un changement de génération de fauteuil implique des changements de dimensions ainsi que des modifications du positionnement de l'utilisateur.




RSTF / Tailles des roues AR
24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) (Avec châssis 75°: 0 mm < FSTF - RSTF < 70 mm; avec châssis 90° : 30 mm < FSTF - RSTF < 100 mm) - voir						
DHA1815	☐	390 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DHA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DHA1825	☐	410 mm	NC : 6430	○	○	
DHA1830	☐	420 mm	NC : 6430	○	○	
DHA1835	☐	430 mm		◆	◆	
DHA1840	☐	440 mm		○	○	
DHA1845	☐	450 mm		○	○	
DHA1850	☐	460 mm		○	○	
DHA1855	☐	470 mm	NC : 6410	○	○	
DHA1860	☐	480 mm	NC : 6410	○	○	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 320 mm, voir en fabrication spéciale service Unique)						
DHA1924	☐	320 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1926	☐	330 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1928	☐	340 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1930	☐	350 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1932	☐	360 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1934	☐	370 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1936	☐	380 mm	Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 400 mm	○	○	
DHA1938	☐	390 mm	Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 380 mm	○	○	
DHA1940	☐	400 mm		○	○	
DHA1942	☐	410 mm		○	○	
DHA1944	☐	420 mm		○	○	
DHA1946	☐	430 mm		◆	◆	
DHA1948	☐	440 mm		○	○	
DHA1950	☐	450 mm		○	○	
DHA1952	☐	460 mm		○	○	
DHA1954	☐	470 mm		○	○	
DHA1956	☐	480 mm		○	○	
DHA1958	☐	490 mm		○	○	
DHA1960	☐	500 mm		○	○	
TYPE DE DOSSIER						
DHA2140	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise		◆	◆	
Garniture de dossier						
DHA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : BH < 330 mm, 2300 à 2357, 2430	◆	◆	
DHA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette 	NC : 2300 à 2357	○	○	
DHA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	○	○	
DHA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrix commandé	NC : 2430	○	○	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UHA2241	☐	Jaune Fluo		101,42	107,00	
UHA2242	☐	Rose Fluo		101,42	107,00	
UHA2243	☐	Bleu		101,42	107,00	
UHA2244	☐	Blanc		101,42	107,00	
UHA2245	☐	Rouge		101,42	107,00	
UHA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UHA2246	☐	Smiley		218,01	230,00	
UHA2248	☐	Aventurier		218,01	230,00	
UHA2249	☐	Beauté Sakura		218,01	230,00	
UHA2250	☐	Cactus Souriant		218,01	230,00	
UHA2251	☐	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UHA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'imaqe est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier						
UHA2253	☐	Smiley		118,48	125,00	
UHA2255	☐	Aventurier		118,48	125,00	
UHA2256	☐	Beauté Sakura		118,48	125,00	
UHA2257	☐	Cactus Souriant		118,48	125,00	
UHA2259	☐	Explosion de couleurs		118,48	125,00	
UHA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
Dossiers Matrx (NC : Appui-bras tubes. La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg						
DHA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2316	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2317	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2318	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2320	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2322	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2325	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2330	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	600,00	600,00 (4)
DHA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	600,00	600,00 (4)
DHA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	600,00	600,00 (4)
DHA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	600,00	600,00 (4)
DHA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
DHA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure						
DHA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DHA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DHA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DHA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
DHA2368	☐	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○	
DHA2370	☐	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○	
DHA2372	☐	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DHA2400	☐	Sans poignée 	NC : BH < 330 mm	○	○	
DHA2410	☐	Standards courtes		○	○	
DHA2420	☐	Standards longues		◆	◆	
DHA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : 3480	○	○	
DHA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		○	○	
DHA2450	☐	Rabattables		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						



2300, 2305, 2310, 2315



MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !






2332 à 2357



2450



Küschall® Champion						Euros			 2430
						Prix Public		LPPR/PLV	
						HT	TTC		
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)									
DHA2510	☐	76°	DHA2570	☐	89,5°		○	○	
DHA2530	☐	80,5°	DHA2590	☐	94°		○	○	
DHA2550	☐	85°					◆	◆	
TOILE D'ASSISE									
DHA2600	☐	Standard avec une bande stretch centrale - face douce 				◆	◆		 2600  2601
DHA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)				○	○		
DHA2610	☐	Réglable en tension				○	○		
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise									
UHA2602	☐	Jaune Fluo				118,48	125,00		
UHA2603	☐	Rose Fluo				118,48	125,00		
UHA2604	☐	Bleu				118,48	125,00		
UHA2605	☐	Blanc				118,48	125,00		
UHA2606	☐	Rouge				118,48	125,00		
UHA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients				Sur demande de fabrication spéciale			
OPTIONS D'ASSISE									
Coussin d'assise									
DHA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires		NC : 2810	236,97	250,00	600,00 (5)	 2710	
DHA2720	☐	Coussin Matrix Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires		NC : Profondeur < à 400 mm, largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 420 mm	426,54	450,00	600,00 (5)	 2720	
DHA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	 2740 / 2742 2744 / 2746	
DHA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)		
DHA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	 2748	
DHA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)		
DHA2748	☐	Coussin Matrix Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	 2750	
DHA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses		NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2560	568,72	600,00	600,00 (5)		
Pochette d'assise									
DHA2800	☐	Pochette d'assise amovible incluant l'option sangle de maintien par clips (DHA7010)			○	○		 2810  2820  2830  2840  2850	
Premier accessoire de positionnement, facultatif									
DHA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire			○	○		 2860	
DHA2820	☐	Biseau fessier, la paire			○	○			
DHA2830	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité			○	○			
DHA2840	☐	Biseau latéral, l'unité			○	○			
DHA2850	☐	Biseau crural, l'unité			○	○			
Second accessoire de positionnement, facultatif									
DHA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire			○	○		 2860	
DHA2820	☐	Biseau fessier, la paire			○	○			
DHA2830	☐	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité			○	○			
DHA2840	☐	Biseau latéral, l'unité			○	○			
DHA2850	☐	Biseau crural, l'unité			○	○			
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, DHCCare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrix Contour Visco, Technique - 81,00 €									

Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Base rigide						
DHA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	☐	☐	
REPOSE-PIEDS						
Palette monobloc (Avec châssis droit : montage haut de la palette non possible pour largeur d'assise 360 mm, pour châssis avant rétréci : montage haut de la palette non possible pour les largeurs d'assise de 360 à 400 mm)						
DHA3240	☐	Monobloc, réglable en inclinaison, 1/3 vers l'arrière (réglable en inclinaison, 2/3 vers l'arrière possible)		☒	☒	 3240
Sangle appui-mollet						
DHA3320	☐	Montée sur le support des roues avant		☐	☐	
DHA3330	☐	Positionnée autour du châssis		☒	☒	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements						
DHA3405	☐	Relevables, en composite	NC : 6430	☒	☒	
DHA3420	☐	Relevables, en carbone		☐	☐	 3440
Garde-boue (+ 0 à 10 mm de largeur d'assise)						
DHA3430	☐	Fixes, en carbone	NC : 3490, 6553	☐	☐	
DHA3440	☐	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 6553	☐	☐	
Appui-bras						
DHA3480	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort		☐	☐	 3480
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)						
DHA3490	☐	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		☐	☐	 3490
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DHA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		☐	☐	
DHA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		☐	☐	
DHA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	☐	☐	
DHA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		☐	☐	
DHA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		☐	☐	
DHA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		☐	☐	
DHA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		☐	☐	
DHA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		☐	☐	
DHA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		☐	☐	
DHA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		☐	☐	
DHA4170	☐	Orange Dynamite		☐	☐	
DHA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		☐	☐	
DHA4185	☐	Finition Carbone	NOUVEAU	☐	☐	
UHA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00	
UHA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00	
UHA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00	
UHA4104	☐	Prune		750,71	792,00	
UHA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . ou - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		Sur devis		Délai supplémentaire+ 15 jours
Vernis céramique						
UHA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UHA410*</i>)		643,60	679,00	
Style de décalcomanie						
DHA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		☐	☐	 BOLD
DHA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		☒	☒	
DHA4197	☐	Sans décalcomanie		☐	☐	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DHA4200	☐	Noir		☐	☐	
DHA4210	☐	Gris Foncé		☐	☐	
DHA4220	☐	Gris Clair		☐	☐	
DHA4230	☐	Rouge		☐	☐	
DHA4240	☐	Bleu		☐	☐	
DHA4250	☐	Doré		☐	☐	 TAG

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis						
UHA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DHA4300	☐	Noir		○	○	
DHA4310	☐	Rouge		○	○	
Roues avant						
DHA5000	☐	3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DHA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DHA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DHA5150	☐	4" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DHA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DHA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DHA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DHA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DHA5350	☐	5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DHA5400	☐	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DHA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DHA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DHA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
UHA5502	☐	Rose		98,58	104,00	
UHA5504	☐	Orange		98,58	104,00	
UHA5506	☐	Bleu		98,58	104,00	
UHA5507	☐	Violet Atomique		98,58	104,00	
UHA5508	☐	Rouge		98,58	104,00	
UHA5509	☐	Doré		98,58	104,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
UHA5510	☐	Roulements en céramique		98,58	104,00	
Position du centre de gravité						
DHA6100	☐	1 (La plus active)		○	○	
DHA6110	☐	2 (position 1 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6120	☐	3		○	○	
DHA6130	☐	4 (position 2 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6140	☐	5 (position 3 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6150	☐	6		○	○	
DHA6160	☐	7 (position 4 sur Champion 2008)		○	○	
DHA6170	☐	8		○	○	
DHA6180	☐	9 (La plus stable)		○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
	☐	Axes à démontage rapide standards		◆	◆	
DHA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DHA6410	☐	24" - 600 mm		◆	◆	
DHA6420	☐	25" - 635 mm	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DHA6430	☐	26" - 660 mm	NC : 6500, 6520, 6550, 6600,6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	○	○	
Type des roues arrière						
DHA6500	☐	Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆



5000



5200 / 5250 /
5450 / 5500



5350



5050 / 5300



6300



5000




5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350



5050 / 5300



6300

Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DHA6510	☐	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"			
DHA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25" NC : 6660			
DHA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée) 600g par roue	24", 25" NC : 6660, 6910	559,24	590,00	
UHA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"	1060,66	1119,00	
UHA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"	1140,28	1203,00	
UHA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"	1206,64	1273,00	
UHA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"	1358,29	1433,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UHA6557	☐	Bleu		162,09	171,00	
UHA6558	☐	Doré		162,09	171,00	
UHA6559	☐	Vert		162,09	171,00	
UHA6560	☐	Orange		162,09	171,00	
UHA6561	☐	Rouge		162,09	171,00	
UHA6562	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UHA6563	☐	Bleu		162,09	171,00	
UHA6564	☐	Doré		162,09	171,00	
UHA6565	☐	Gris		162,09	171,00	
UHA6566	☐	Vert		162,09	171,00	
UHA6567	☐	Orange		162,09	171,00	
UHA6568	☐	Rouge		162,09	171,00	
UHA6569	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UHA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
UHA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
UHA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
UHA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
UHA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
UHA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
UHA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
UHA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UHA6579	☐	Roulements en céramique		332,70	351,00	
Pneus arrière						
DHA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
DHA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"	○	○	
DHA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison) 	24"	○	○	
DHA6660	☐	Bandage noir	24" NC : 7230	○	○	

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :

24" : 25-540

25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :

24" : 25-540



Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Mains-courantes						
DHA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"		☐	☐
DHA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"		☐	☐
DHA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		☐	☐
DHA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		☐	☐
DHA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		☐	☐
DHA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		☐	☐
DHA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		☐	☐
DHA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		☐	☐
DHA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"		☒	☒
DHA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"		☐	☐
Carrossage de la roue arrière						
DHA6820	☐	0°			☒	☒
DHA6830	☐	1°			☐	☐
DHA6840	☐	3°	NC : 7230		☐	☐
Protège-rayons, la paire						
DHA6900	☐	Transparent	24", 26"		☐	☐
DHA6910	☐	Noir	24", 26"		☐	☐
Motorisations alber (uniquement avec carrossage 0° et roulettes anti-basculer alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.						
DHA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200		☐	☐
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
Clips de maintien						
DHA7000	☐	Scratch pour maintenir le fauteuil plié			☐	☐
DHA7010	☐	Clips pour maintenir le fauteuil plié			☒	☒
Sangle d'ouverture du châssis						
DHA7100	☐	Sangle pour ouvrir le châssis depuis l'avant du fauteuil			☒	☒
UNIQUE - Kits anodisation						
UHA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UHA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de palier de roues arrière, brides de frein, supports latéraux, système SK si sélectionné		551,66	582,00	





6790 6760



6700 6710



6720



6740

NOUVEAU :
Inscription à la LPP en catégorie **AAP** de la motorisation **alber e-motion M25** à venir !



7010


Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UHA6963	☐	Rouge		○	○	
UHA6964	☐	Violet		○	○	
UHA6965	☐	Cuivre		○	○	
UHA6966	☐	Vert		○	○	
UHA6967	☐	Orange		○	○	
UHA6968	☐	Doré		○	○	
UHA6969	☐	Champagne		○	○	
UHA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
UHA6971	☐	Bleu		○	○	
UHA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DHA7200	☐	A tirer		○	○	
DHA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés 		◆	◆	
DHA7220	☐	Standards à pousser leviers droits		○	○	
DHA7230	☐	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA7250	☐	Actifs légers 		○	○	
Leviers de freins rallongés						
DHA7300	☐	Leviers de freins rallongés (<i>pour freins leviers droits uniquement</i>)		○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-bascule						
DHA7500	☐	Droite	NC : 8300	○	○	
DHA7510	☐	Gauche	NC : 8300	○	○	
DHA7520	☐	Deux roulettes anti-bascule		○	○	
Ceintures						
DHA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		○	○	
DHA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 25 - 50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DHA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet DuraLatch, Medium, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DHA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet DuraLatch, Large, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DHA7900	☐	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DHA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Tube basculeur						
DHA8100	☐	Tube-basculeur à droite		○	○	
Porte-canne						
DHA8200	☐	Porte canne à droite		○	○	
Roues de transit						
DHA8300	☐	Roues de Transit 3" (<i>option 7520 obligatoire : roulettes anti-bascule des 2 côtés</i>)		○	○	
Autres						
DHA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, mains-courantes aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DHA8700	☐	Sac de transport pour fauteuil Champion complet		432,23	456,00	
DHA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25", 26")		65,40	69,00	



7210 7230



7250



7810 / 7820 / 7830



8680

Küschall® <i>Champion</i>				Euros			 8700
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DHA8750	☐	Sac de transport pour <i>Champion SK</i> avec châssis avant rabattable (déconseillé si : garde-boue fixes, poignées non rabattables ou réglables en hauteur)		499,53	527,00		
DHA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)	
DHA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00		
Accessoires							
Planches de transfert							
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun		150,71	159,00		
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers		150,71	159,00		
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on		150,71	159,00		
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural		146,92	155,00		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							


MH-H01


MH-T01


MH-O01


MH-N01